

## FICHE TECHNIQUE

**VK053SBCS**

Tube sous vide Vacutest® en PET 3,15ml/5ml citrate coagulation 3,8% stérile

CODE ARTICLE : 016550

DATE D'EDITION : 03/10/2019 14:10:12



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

VK053SBCS

**Désignation**

Tube sous vide Vacutest® en PET 3,15ml/5ml citrate coagulation 3,8% stérile

**Application**

- Prélèvement d'échantillons sanguins

## FICHE TECHNIQUE

## VK053BSCS

Tube sous vide Vacutest® en PET 3,15ml/5ml citrate coagulation 3,8% stérile

CODE ARTICLE : 016550

DATE D'EDITION : 03/10/2019 14:10:12

### Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 98/79/CE du Parlement européen du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

### Conditionnement

<b>Carton (nombre de pièces)</b>	1000
<b>Minimum de vente (nombre de pièces)</b>	100

### Descriptif du produit

<b>Application majeure</b>	Coagulation
<b>Nature de l'additif</b>	Citrate de sodium 3,8 %
<b>Présentation de l'additif</b>	Liquide
<b>Concentration de l'additif</b>	0,129 mol/L
<b>Matière du tube</b>	Polytéréphtalate d'éthylène
<b>Paroi du tube</b>	GR
<b>Diamètre du tube (en mm)</b>	13
<b>Hauteur du tube (en mm)</b>	75
<b>Volume du tube (en ml)</b>	5
<b>Volume de vide (en ml)</b>	3,15
<b>Volume de remplissage (en ml)</b>	3,5
<b>Type de bouchon</b>	Coiffant
<b>Couleur du bouchon</b>	Bleu clair translucide
<b>Descriptif du bouchon</b>	- Matière : surface large de perçage en butyle, cape coiffante en polyéthylène - Hauteur : 2 cm avec rainures - Code couleur ISO 6710:1995
<b>Etiquetage</b>	Papier auto-adhésif
<b>Indicateur du niveau de remplissage</b>	Oui
<b>Nombre d'inversions</b>	4 à 5
<b>Délai minimum entre prélèvement et centrifugation (en min)</b>	Aucun
<b>Délai maximum entre prélèvement et centrifugation (en h)</b>	Aucun

## FICHE TECHNIQUE

## VK053BCS

Tube sous vide Vacutest® en PET 3,15ml/5ml citrate coagulation 3,8% stérile

CODE ARTICLE : 016550

DATE D'EDITION : 03/10/2019 14:10:12

<b>Vitesse de centrifugation (en g)</b>	2000-2500
<b>Température de centrifugation (en °C)</b>	20-25
<b>Durée de centrifugation (en min)</b>	15-20
<b>Délai de conservation après centrifugation, à 2-4°C</b>	Dépend du test
<b>Délai de conservation après centrifugation, jusqu'à 24°C</b>	Dépend du test
<b>Niveau de stérilité</b>	Stérile - Irradiation
<b>A usage unique</b>	Oui
<b>Stockage et conservation</b>	- Le tube conservé sur de longues durées doit être stocké dans un endroit sec à une température comprise entre +5 et +25°C - Il doit être maintenu en position verticale, bouchon en haut, comme signalé sur chaque carton
<b>Autres caractéristiques</b>	- Conforme au marquage CE (DIV) - Conforme aux normes ISO 6710 et EN 14820 relatives aux tubes à prélèvement - Conforme au CLSI - Stérile par irradiation conformément à la norme EN ISO 11137-1 et EN ISO 11737-2

## Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Oui
<b>Durée de vie (en mois)</b>	9

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant</b>	VACUTEST KIMA SRL
<b>Référence du fabricant</b>	14315

## FICHE TECHNIQUE

**VK053SBCS**

Tube sous vide Vacutest® en PET 3,15ml/5ml citrate coagulation 3,8% stérile

CODE ARTICLE : 016550

DATE D'EDITION : 03/10/2019 14:10:12

**Pays d'origine**

ITALIE