

MICROPIPETTE pipet4u®pro

Pour un pipetage
confortable et sans effort !



SPECIFICATIONS

UV
résistant

Autoclavable

Garanti
2 ANS

Conçue pour durer en alliant un confort d'utilisation ultime et un pipetage précis et fiable


Poignée de préhension ergonomique
Prise de volume maîtrisée par l'absence de transfert de la chaleur de la main vers les composants de la pipette



Prise en main souple pour une utilisation confortable qui évite **les tensions musculaires de la main**

Force de pipetage réduite grâce à un bouton poussoir souple

Réglage du volume en toute sécurité grâce aux clics sonores à chaque changement de volume



Système de calibration **pour une parfaite autonomie de l'utilisateur**

Pastille de couleur pour **identifier rapidement la plage de volume**



Scannez pour en savoir plus !

TABLEAU DE COMPATIBILITE

Cônes AHN myTip®	Vrac non stérile	Rack non stérile	Rack stérile			PIPET4UV2	PIPET4UV10	PIPET4UV20	PIPET4UV50	PIPET4UV100	PIPET4UV200A	PIPET4UV200B	PIPET4UV1MLA	PIPET4UV1MLB	PIPET4UV5ML
						0,1- 2,5 µL	0,5- 10 µL	2- 20 µL	5- 50 µL	10- 100 µL	20- 200 µL	50- 200 µL	100- 1000 µL	200- 1000 µL	1000- 5000 µL
10µl	TIP10V	TIP10R	TIP10RS	X	X										
10µl XL	TIP10XLV	TIP10XLR	TIP10XLRS	X	X	X									
200µl, naturel	TIP200V	TIP200R	TIP200RS				X	X	X	X					
200µl, jaune	TIP200JV	TIP200JR	TIP200JRS				X	X	X	X					
300µl	TIP300V	TIP300R					X	X	X	X					
1000µl, naturel	TIP1000V	TIP1000R										X	X		
1000µl, bleu	TIP1000BV	TIP1000BR										X	X		
1250µl	TIP1250V	TIP1250R	TIP1250RS									X	X		
5ml, type GILSON	TIP5MLVGIL														X
5ml, type SOCOREX	TIP5MLVSOC														X
200µl gel loading		TIPGEL200R	TIPGEL200RS					X	X	X	X				

INFORMATIONS DE COMMANDE



Scannez pour découvrir
notre offre de cônes AHN !

Plage de volume	Volume testé	Incréments	Précision	Exactitude	Condé mini de vente	Réf.
0,1-2,5µl	0,25µl		12,00%	6,00%		
	1,25µl	0,01µl	3,00%	3,00%	1	PIPET4UV2
	2,5µl		2,50%	1,60%		
0,5-10µl	1µl		2,50%	1,50%		
	5µl	0,10µl	2,00%	1,00%	1	PIPET4UV10
	10µl		1,00%	0,80%		
2-20µl	2µl		3,00%	2,00%		
	10µl	0,10µl	1,50%	1,00%	1	PIPET4UV20
	20µl		0,90%	0,40%		
5-50µl	5µl		2,00%	2,00%		
	25µl	0,50µl	0,80%	0,40%	1	PIPET4UV50
	50µl		0,60%	0,30%		
10-100µl	10µl		3,00%	1,50%		
	50µl	0,50µl	1,00%	0,50%	1	PIPET4UV100
	100µl		0,80%	0,15%		
20-200µl	20µl		2,00%	0,80%		
	100µl	1,00µl	0,70%	0,30%	1	PIPET4UV200A
	200µl		0,60%	0,15%		
50-200µl	50µl		1,00%	0,40%		
	100µl	1,00µl	0,80%	0,20%	1	PIPET4UV200B
	200µl		0,60%	0,15%		
100-1 000µl	100µl		2,00%	0,70%		
	500µl	5,00µl	1,00%	0,40%	1	PIPET4UV1000A
	1 000µl		0,60%	0,20%		
200-1 000µl	200µl		0,90%	0,30%		
	500µl	5,00µl	0,75%	0,25%	1	PIPET4UV1000B
	1 000µl		0,60%	0,20%		
0,5-5ml	0,5ml		2,00%	0,60%		
	2,5ml	0,05ml	0,60%	0,30%	1	PIPET4UV5ML
	5ml		0,50%	0,15%		