



# PARAFFINE POUR HISTOLOGIE

Qualité premium hautement filtrée pour une parfaite maîtrise des étapes d'enrobage, découpe et observation microscopique



Réf. PARALOW

Point de fusion  
52-54°C

- Paraffine sans additif, fortement purifiée, avec point de fusion bas

## + produit

- Recommandée pour les **travaux à basse température** ou lorsque **le tissu est délicat**
- Faible viscosité pour une infiltration tissulaire **plus facile et plus rapide**
- Facilite la coupe
- Minimise les distorsions de tissus et favorise ainsi l'observation au microscope**

Réf. PARAPOLY

Point de fusion  
54-57°C

- Paraffine **additionnée d'un polymère** plastifiant pour obtenir un **haut niveau d'élasticité et de résistance à la traction**

## + produit

- Permet d'obtenir des **coupes de qualité précises** avec un retrait minimal dans le bloc : **Aucune déchirure, fissuration ou expansion = un résultat parfait à chaque coupe**
- 2 conditionnements** pour s'adapter aux besoins du laboratoire (1 et 5 kg)

Réf. PARADMSO

Point de fusion  
54-57°C

- Paraffine "fine coupe" purifiée et filtrée, enrichie en polymères plastifiant et **additionnée de DMSO**

## + produit

- Recommandée pour les échantillons de tissus plus gros ou lorsqu'une infiltration améliorée est nécessaire
- Pénétration plus rapide des tissus**
- Caractéristiques de conservation performantes**

Réf.	Désignation	Condt mini de vente
<b>PARALOW</b>	Paraffine à faible point de fusion 52-54°C, par 1kg	1
<b>PARAPOLY1</b>	Paraffine avec polymères, point de fusion 54-57°C, par 1kg	1
<b>PARAPOLY5</b>	Paraffine avec polymères, point de fusion 54-57°C, par 5kg	1
<b>PARADMSO</b>	Paraffine avec polymères et DMSO, point de fusion 54-57°C, par 1kg	1

0800 970 724

Service & appel gratuits

[www.labelians.fr](http://www.labelians.fr)



**LABELIANS**  
Groupe CML-ID

**SERVICE CLIENTS**  
Email : [serviceclient@labelians.fr](mailto:serviceclient@labelians.fr)

**PÔLE SERVICES**  
Email : [poleservice@labelians.fr](mailto:poleservice@labelians.fr)

**SERVICE EXPORT**  
Email : [export@labelians.fr](mailto:export@labelians.fr)