

FICHE TECHNIQUE

3615102500

Différenciateur rapide (alcool/acétone) RAL Diagnostics, 2,5L

CODE ARTICLE : 002141

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:53:54



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

3615102500

Désignation

Différenciateur rapide (alcool/acétone) RAL Diagnostics, 2,5L

Application

- Bactériologie : utilisé dans la coloration par les kits Gram-Hücker R action rapide et Gram-Nicolle pour la mise en évidence des bactéries à Gram positif et à Gram négatif

Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - Classe A

FICHE TECHNIQUE

3615102500

Différenciateur rapide (alcool/acétone) RAL Diagnostics, 2,5L

CODE ARTICLE : 002141

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:53:54

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)	1
Minimum de vente (nombre de pièces)	1

Descriptif du produit

Emballage	2,5L
Aspect	Solution incolore limpide
Odeur	Alcool
Composition	- Éthanol : environ 50% - Acétone : environ 45%
MPUP	Non
Manipulation	- Entreposer et manipuler comme s'il existait toujours un sérieux risque d'incendie/explosion - Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité - Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail
Conditions de stockage	- Garder les flacons fermés hors de leur utilisation - Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé - Conserver à l'écart de la chaleur

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	36

FICHE TECHNIQUE

3615102500

Différenciateur rapide (alcool/acétone) RAL Diagnostics, 2,5L

CODE ARTICLE : 002141

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:53:54

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	Réactifs RAL - PDS
Référence du fabricant	361510-2500
Pays d'origine	FRANCE