

FICHE TECHNIQUE

361560000

Kit Quick-TB pour la mise en évidence des mycobactéries à froid RAL Diagnostics

CODE ARTICLE : 004592

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:12:21

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

361560000

Désignation

Kit Quick-TB pour la mise en évidence des mycobactéries à froid RAL Diagnostics

Application

- Bactériologie : mise en évidence des mycobactéries B.A.A.R. (Bacilles Acido-Alcoolo-Résistants) par une technique rapide de coloration à froid- Coloration à froid

Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - Classe A

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

Descriptif du produit

Emballage	Kit
Composition	- Fuchsine phéniquée RAL 1x125ml - Colorant d'Armand 1x125ml
Nombre de tests	125 à 200 lames
MPUP	Non

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	24

FICHE TECHNIQUE

361560000

Kit Quick-TB pour la mise en évidence des mycobactéries à froid RAL Diagnostics

CODE ARTICLE : 004592

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:12:21

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

Réactifs RAL - PDS

Référence du fabricant

361560-0000

Pays d'origine

FRANCE