

FICHE TECHNIQUE

F148113

Capillaire CP50 pour Microman® Gilson® M50 50µl en boîte

CODE ARTICLE : 005974

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:08:08



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

F148113

Désignation

Capillaire CP50 pour Microman® Gilson® M50 50µl en boîte

Application

- Manipulation des liquides

Réglementation

Usage Général de Laboratoire

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 200

FICHE TECHNIQUE

F148113

Capillaire CP50 pour Microman® Gilson® M50 50µl en boîte

CODE ARTICLE : 005974

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:08:08

Minimum de vente (nombre de pièces) 200

Descriptif du produit

Matière	Polypropylène
Packaging	Boîte
Capacité (en µl)	50
Niveau de stérilité	non stérile
Longueur (en mm)	86,3
Niveau de métaux lourds	Non contrôlé
Niveau d'endotoxines	Non contrôlé
Niveau de RNase	Non contrôlé
Niveau de DNase	Non contrôlé
Niveau d'ARN	Non contrôlé
Niveau d'ADN humain	Non contrôlé
Niveau d'ATP	Non contrôlé
Compatibilité	Microman Gilson
Autres caractéristiques	Il est inutile d'étalonner le Microman® quand vous changez le capillaire piston (CP) Piston en polyester

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

FICHE TECHNIQUE

F148113

Capillaire CP50 pour Microman® Gilson® M50 50µl en boîte

CODE ARTICLE : 005974

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:08:08

Nom du fabricant

GILSON INTERNATIONAL FRANCE S.A.S

Référence du fabricant

F148113

Pays d'origine

FRANCE