

## FICHE TECHNIQUE

**F148314**

Capillaire CP100 pour Microman® Gilson® M100 100µl en rack à charnière Tipack

CODE ARTICLE : 005976

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:08:23



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

F148314

**Désignation**

Capillaire CP100 pour Microman® Gilson® M100 100µl en rack à charnière Tipack

**Application**

- Manipulation des liquides

**Réglementation**

Usage Général de Laboratoire

## FICHE TECHNIQUE

## F148314

Capillaire CP100 pour Microman® Gilson® M100 100µl en rack à charnière Tipack

CODE ARTICLE : 005976

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:08:23

### Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 960

Minimum de vente (nombre de pièces) 960

### Descriptif du produit

Matière	Polypropylène
Capillaires assemblés	Oui
Packaging	Rack Tipack
Capacité (en µl)	100
Niveau de stérilité	non stérile
Longueur (en mm)	40,2
Niveau de métaux lourds	Non contrôlé
Niveau d'endotoxines	Non contrôlé
Niveau de RNase	Non contrôlé
Niveau de DNase	Non contrôlé
Niveau d'ARN	Non contrôlé
Niveau d'ADN humain	Non contrôlé
Niveau d'ATP	Non contrôlé
Compatibilité	Microman Gilson
Autres caractéristiques	Il est inutile d'étalonner le Microman® quand vous changez le capillaire piston (CP)  Piston en polyester

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot Oui

Présence d'une date de péremption Non

## FICHE TECHNIQUE

**F148314**

Capillaire CP100 pour Microman® Gilson® M100 100µl en rack à charnière Tipack

CODE ARTICLE : 005976

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:08:23

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

---

**Nom du fabricant**

GILSON INTERNATIONAL FRANCE S.A.S

**Référence du fabricant**

F148314

**Pays d'origine**

FRANCE