

FICHE TECHNIQUE

F148180

Capillaire CP1000 pour Microman® Gilson® M1000 1000µl en rack à charnière Tipack stérile par irradiation

CODE ARTICLE : 005983

DATE D'EDITION : 23/03/2018 15:01:32



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

F148180

Désignation

Capillaire CP1000 pour Microman® Gilson® M1000 1000µl en rack à charnière Tipack stérile par irradiation

Application

- Manipulation des liquides

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 98/79/CE du Parlement européen du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

FICHE TECHNIQUE

F148180

Capillaire CP1000 pour Microman® Gilson® M1000 1000µl en rack à charnière Tipack stérile par irradiation

CODE ARTICLE : 005983

DATE D'EDITION : 23/03/2018 15:01:32

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 182

Minimum de vente (nombre de pièces) 182

Descriptif du produit

Matière	Polypropylène
Capillaires assemblés	Oui
Packaging	Rack Tipack
Capacité (en µl)	1000
Niveau de stérilité	stérile par irradiation
Longueur (en mm)	70,3
Niveau de métaux lourds	Non contrôlé
Niveau d'endotoxines	Exempt
Niveau de RNase	Exempt
Niveau de DNase	Exempt
Niveau d'ARN	Exempt
Niveau d'ADN humain	Exempt
Niveau d'ATP	Exempt
Compatibilité	Microman Gilson
Autres caractéristiques	Il est inutile d'étalonner le Microman® quand vous changez le capillaire piston (CP) Piston en polyester

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	60

FICHE TECHNIQUE

F148180

Capillaire CP1000 pour Microman® Gilson® M1000 1000µl en rack à charnière Tipack stérile par irradiation

CODE ARTICLE : 005983

DATE D'EDITION : 23/03/2018 15:01:32

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

GILSON INTERNATIONAL FRANCE S.A.S

Référence du fournisseur

F148180

Pays d'origine

FRANCE