

FICHE TECHNIQUE

PARAS

Paraffine Paraplast® simple, 1kg

CODE ARTICLE : 010871

DATE D'EDITION : 25/05/2022 13:01:14



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

PARAS

Désignation

Paraffine Paraplast® simple, 1kg

Application

- Procédés généraux d'enrobage de tissus
- 3 qualités de Paraffine :
- Paraplast® Regular / Paraplast® Bulk : paraffine pour toutes utilisations
- Paraplast Plus® : paraffine avec DMSO pour accélérer l'infiltration

FICHE TECHNIQUE

PARAS

Paraffine Paraplast® simple, 1kg

CODE ARTICLE : 010871

DATE D'EDITION : 25/05/2022 13:01:14

Réglementation

des tissus, pour les grands blocs tissulaires ou tissus pouvant présenter des problèmes d'imprégnation
- Paraplast X-TRA® : paraffine pour échantillons fragiles à basse température afin d'empêcher la distorsion des tissus

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - Classe A

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 8

Minimum de vente (nombre de pièces) 8

Descriptif du produit

Point de fusion (en °C)	56
Additif	Sans
Présentation	Sac de 1kg

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	60

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	LEICA MICROSYSTEMS
Référence du fabricant	40388895010068

FICHE TECHNIQUE

Paraffine Paraplast® simple, 1kg

CODE ARTICLE : 010871

PARAS

DATE D'EDITION : 25/05/2022 13:01:14

Pays d'origine

ETATS-UNIS