

FICHE TECHNIQUE

PARAP

Paraffine Paraplast Plus® avec DMSO, 1kg

CODE ARTICLE : 010873

DATE D'EDITION : 25/05/2022 13:01:28



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

PARAP

Désignation

Paraffine Paraplast Plus® avec DMSO, 1kg

Application

- Procédés généraux d'enrobage de tissus
- 3 qualités de Paraffine :
- Paraplast® Regular / Paraplast® Bulk : paraffine pour toutes utilisations
- Paraplast Plus® : paraffine avec DMSO pour accélérer l'infiltration

FICHE TECHNIQUE

PARAP

Paraffine Paraplast Plus® avec DMSO, 1kg

CODE ARTICLE : 010873

DATE D'EDITION : 25/05/2022 13:01:28

Réglementation

des tissus, pour les grands blocs tissulaires ou tissus pouvant présenter des problèmes d'imprégnation
- Paraplast X-TRA® : paraffine pour échantillons fragiles à basse température afin d'empêcher la distorsion des tissus

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - Classe A

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 8

Minimum de vente (nombre de pièces) 8

Descriptif du produit

Point de fusion (en °C)	56
Additif	DMSO
Présentation	Sac de 1kg

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	60

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	LEICA MICROSYSTEMS
Référence du fabricant	39602004

FICHE TECHNIQUE

PARAP

Paraffine Paraplast Plus® avec DMSO, 1kg

CODE ARTICLE : 010873

DATE D'EDITION : 25/05/2022 13:01:28

Pays d'origine

ETATS-UNIS