

FICHE TECHNIQUE

3207152500

Décalcifiant rapide OsteoRAL R RAL Diagnostics, 2,5L

CODE ARTICLE : 011279

DATE D'EDITION : 04/12/2018 10:40:11



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

3207152500

Désignation

Décalcifiant rapide OsteoRAL R RAL Diagnostics, 2,5L

Application

- Histologie : décalcifiant rapide pour pièces anatomiques de grande taille

FICHE TECHNIQUE

3207152500

Décalcifiant rapide OsteoRAL R RAL Diagnostics, 2,5L

CODE ARTICLE : 011279

DATE D'EDITION : 04/12/2018 10:40:11

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Emballage	2,5L
Aspect	Solution limpide transparent
Odeur	Acide
Composition	- Acide chlorhydrique 37% : environ 10% - Acide formique : environ 15%
MPUP	Non
Manipulation	- Eviter toute exposition inutile - Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité - Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. - Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs
Conditions de stockage	- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation - Ne pas conserver dans un métal sensible à la corrosion

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	36

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

FICHE TECHNIQUE

3207152500

Décalcifiant rapide OsteoRAL R RAL Diagnostics, 2,5L

CODE ARTICLE : 011279

DATE D'EDITION : 04/12/2018 10:40:11

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

Réactifs RAL - PDS

Référence du fournisseur

320715-2500

Pays d'origine

FRANCE