

## FICHE TECHNIQUE

**3209601000-P**

Violet de gentiane phéniqué RAL Diagnostics, 1L

CODE ARTICLE : 011584

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:07:33



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

3209601000-P

### Désignation

Violet de gentiane phéniqué RAL Diagnostics, 1L

### Application

- Bactériologie : utilisé dans la coloration de Gram-Nicolle pour la mise en évidence des bactéries à Gram positif et à Gram négatif
- Histo-cytologie : utilisé dans la coloration de Gram Weigert pour la mise en évidence des kystes de Pneumocystis carinii, de la paroi des bactéries et des mycoses sur coupes histologiques

## FICHE TECHNIQUE

**3209601000-P**

Violet de gentiane phéniqué RAL Diagnostics, 1L

CODE ARTICLE : 011584

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:07:33

### Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro -  
Classe A

### Conditionnement

**Carton (nombre de pièces)** 6

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

### Descriptif du produit

<b>Emballage</b>	1L
<b>Aspect</b>	Solution violet foncé limpide
<b>Odeur</b>	Phénolée
<b>Composition</b>	- Éthanol : environ 5% - Violet cristallisé : 0,2% - Phénol : < 1%
<b>pH</b>	4-6
<b>MPUP</b>	Non
<b>Manipulation</b>	- Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité - Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail
<b>Conditions de stockage</b>	Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation

### Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Oui
<b>Durée de vie (en mois)</b>	36

## FICHE TECHNIQUE

**3209601000-P**

Violet de gentiane phéniqué RAL Diagnostics, 1L

CODE ARTICLE : 011584

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:07:33

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant</b>	Réactifs RAL - PDS
<b>Référence du fabricant</b>	320960-1000
<b>Pays d'origine</b>	FRANCE