

FICHE TECHNIQUE

3611001000-P

Colorant de Shorr RAL Diagnostics, 1L

CODE ARTICLE : 011591

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:52:54



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

3611001000-P

Désignation

Colorant de Shorr RAL Diagnostics, 1L

Application

- Application majeure en cytologie hormonale :
- Utilisé comme colorant cytoplasmique dans la coloration de Harris-Shorr, variantes progressive et régressive, pour la coloration trichromique des frottis vaginaux
- Utilisé dans la coloration de Shorr pour la coloration rapide

FICHE TECHNIQUE

3611001000-P

Colorant de Shorr RAL Diagnostics, 1L

CODE ARTICLE : 011591

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:52:54

Réglementation

bichromique des frottis vaginaux
- Autre application en cytologie : utilisé dans la coloration Hémalun-Shorr et Harris-Shorr simplifiée pour spermocytogramme (étude morphologique des spermatozoïdes)

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - Classe A

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 6

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Emballage	1L
Aspect	Solution noire à reflets violacés
Odeur	Inodore
Composition	<ul style="list-style-type: none">- Éthanol : environ 50%- Orangé G : < 0,5%- Vert rapide FCF : < 0,5%- Acide acétique 90% : environ 1%
MPUP	Non
Manipulation	<ul style="list-style-type: none">- Entreposer et manipuler comme s'il existait toujours un sérieux risque d'incendie/explosion et de danger pour la santé- Conserver à l'écart de toute source d'ignition- Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité- Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail- Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs
Conditions de stockage	<ul style="list-style-type: none">- Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé- Garder les flacons fermés hors de leur utilisation- Conserver à l'écart de la chaleur

FICHE TECHNIQUE

3611001000-P

Colorant de Shorr RAL Diagnostics, 1L

CODE ARTICLE : 011591

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:52:54

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	36

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	Réactifs RAL - PDS
Référence du fabricant	361100-1000
Pays d'origine	FRANCE