

FICHE TECHNIQUE

3623250500-P

Auramine Fluo-RAL RAL Diagnostics, 500ml

CODE ARTICLE : 012248

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:49:49



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

3623250500-P

Désignation

Auramine Fluo-RAL RAL Diagnostics, 500ml

Application

- Bactériologie : utilisée dans le kit Fluo-RAL pour la mise en évidence des mycobactéries B.A.A.R. (Bacilles Acido-Alcool-Résistants) par une technique de coloration par fluorescence selon Degommier

FICHE TECHNIQUE

3623250500-P

Auramine Fluo-RAL RAL Diagnostics, 500ml

CODE ARTICLE : 012248

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:49:49

Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro -
Classe A

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

Descriptif du produit

Emballage	500ml
Aspect	Solution jaune trouble
Odeur	Inodore
Composition	- Éthanol : environ 8% - Auramine O : < 1% - Phénol : environ 2%
MPUP	Non
Manipulation	- Entreposer et manipuler comme s'il existait toujours un risque d'incendie et de danger pour la santé - Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité - Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail - Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs
Conditions de stockage	- Garder les flacons fermés hors de leur utilisation - Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé - Conserver à l'écart de la chaleur

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	12

FICHE TECHNIQUE

3623250500-P

Auramine Fluo-RAL RAL Diagnostics, 500ml

CODE ARTICLE : 012248

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:49:49

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

Réactifs RAL - PDS

Référence du fabricant

362325-0500

Pays d'origine

FRANCE