

FICHE TECHNIQUE

3614000150-12

CytoRAL aérosol fixateur cytologique RAL Diagnostics, 150ml

CODE ARTICLE : 012638

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:10:14



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

3614000150-12

Désignation

CytoRAL aérosol fixateur cytologique RAL Diagnostics, 150ml

Application

- Cytologie : utilisé pour la fixation des frottis vaginaux et cervicaux, des prélèvements buccaux, bronchiques et autres

Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - Classe A

FICHE TECHNIQUE

3614000150-12

CytoRAL aérosol fixateur cytologique RAL Diagnostics, 150ml

CODE ARTICLE : 012638

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:10:14

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 12

Minimum de vente (nombre de pièces) 12

Descriptif du produit

Emballage	150ml
Aspect	Aérosol solution incolore
Odeur	Alcool
Composition	<ul style="list-style-type: none"> - Butane : > 25%, < 50% - Éthanol : < 2,5% - Propane-2-ol : > 25%, < 50%
MPUP	Non
Température de stockage	Conserver à une température ne dépassant pas 50°C
Manipulation	<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas respirer les gaz, vapeurs, fumées ou aérosols - Entreposer et manipuler comme s'il existait toujours un sérieux risque d'incendie/explosion et de danger pour la santé - Ne pas percer ou brûler même après usage - Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou sur tout autre produit incandescent - Eviter le contact avec les yeux - Eviter le contact prolongé ou répété avec la peau - Garder les flacons fermés hors de leur utilisation - Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail - Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné - Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité - Eviter l'accumulation de charges électrostatiques
Conditions de stockage	<ul style="list-style-type: none"> - Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé - Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Conserver à l'abri de toute flamme nue, sources de chaleur, rayons directs du soleil, étincelles et agents réducteurs

Traçabilité

FICHE TECHNIQUE

3614000150-12

CytoRAL aérosol fixateur cytologique RAL Diagnostics, 150ml

CODE ARTICLE : 012638

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:10:14

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	36

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	Réactifs RAL - PDS
Référence du fabricant	361400-0150
Pays d'origine	FRANCE