

FICHE TECHNIQUE

ANABACCLASSIC

Déodorant pour autoclave en gélule Anabac® parfum eucalyptus

CODE ARTICLE : 012648

DATE D'EDITION : 21/12/2021 14:50:03



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

ANABACCLASSIC

Désignation

Déodorant pour autoclave en gélule Anabac® parfum eucalyptus

Application

Elimination des mauvaises odeurs dans les autoclaves

FICHE TECHNIQUE

ANABACCLASSIC

Déodorant pour autoclave en gélule Anabac® parfum eucalyptus

CODE ARTICLE : 012648

DATE D'EDITION : 21/12/2021 14:50:03

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 5000

Minimum de vente (nombre de pièces) 100

Descriptif du produit

Odeur

Eucalyptus

Conseils d'utilisation

Déposer une gélule (ou deux si l'odeur est très forte) dans l'eau au fond de l'autoclave ou dans un bécher contenant de l'eau (autoclave à vapeur).

Après un cycle de stérilisation, la capsule fond et neutralise l'odeur en dégageant un agréable parfum.

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot

Oui

Présence d'une date de péremption

Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

INTERSCIENCE

Référence du fabricant

320100

Pays d'origine

FRANCE