

## FICHE TECHNIQUE

## BIOM77

Biomousse absorbante pour portoir thermoformé GM 77 tubes 5-7ml (PTB77/..)

CODE ARTICLE : 012736

DATE D'EDITION : 29/06/2020 12:10:02



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

BIOM77

**Désignation**

Biomousse absorbante pour portoir thermoformé GM 77 tubes 5-7ml (PTB77/..)

**Application**

- Transport d'échantillons biologiques

**Conditionnement**

Carton (nombre de pièces)

52

## FICHE TECHNIQUE

## BIOM77

Biomousse absorbante pour portoir thermoformé GM 77 tubes 5-7ml (PTB77/..)

CODE ARTICLE : 012736

DATE D'EDITION : 29/06/2020 12:10:02

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 13

### Descriptif du produit

Type de contenant transporté	Tube à prélèvement sanguin
Capacité en nombre de contenants	77 tubes 5/7ml
Couleur	Gris
Matière	Mousse de forte densité
Largeur (en mm)	210
Profondeur (en mm)	130
Hauteur (en mm)	27
Autres caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mousse à associer au calage réf. PTB77..</li><li>- Absorption : 0,7 ml sang /cm<sup>3</sup></li><li>- Résine densité 8-11 kg/m<sup>3</sup></li><li>- Préconisé pour l'absorption de sang. Convient également pour lait, urine, etc.</li><li>- A stocker au sec, à l'abri de variations de températures pouvant générer de la condensation.</li><li>- Ne pas laver, ni autoclaver.</li></ul>

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Non
Présence d'une date de péremption	Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant** SODIBOX

## FICHE TECHNIQUE

## BIOM77

Biomousse absorbante pour portoir thermoformé GM 77 tubes 5-7ml (PTB77/..)

CODE ARTICLE : 012736

DATE D'EDITION : 29/06/2020 12:10:02

**Référence du fabricant**

A05695

**Pays d'origine**

FRANCE