

## FICHE TECHNIQUE

## SHARPORT

Collecteur Sharpsafe® 0,6L avec ouverture totale

CODE ARTICLE : 012866

DATE D'EDITION : 19/12/2019 12:11:16



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

SHARPORT

### Désignation

Collecteur Sharpsafe® 0,6L avec ouverture totale

### Application

- Élimination des objets coupants, tranchants et piquants
- Idéal pour les unités d'urgences, les activités extra-hospitalières, les voyages, les particuliers en auto-traitement, ...

### Réglementation

NF X30-511 : Emballages pour déchets d'activités de soins -  
Caractéristiques et exigences complémentaires et/ou alternatives

## FICHE TECHNIQUE

## SHARPORT

Collecteur Sharpsafe® 0,6L avec ouverture totale

CODE ARTICLE : 012866

DATE D'EDITION : 19/12/2019 12:11:16

pour les conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants - Emballages pour déchets d'activités de soins - Caractéristiques et exigences complémentaires et/ou alternatives pour les conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants  
 Norme ISO 23907-1:2019 : Protection contre les blessures par perforants - Exigences et méthodes d'essai - Partie 1: Conteneurs à usage unique pour objets piquants ou coupants  
 Marque NF 302 : Règles de certification des emballages pour déchets d'activités de soins à risques infectieux ou perforants

### Conditionnement

<b>Carton (nombre de pièces)</b>	100
<b>Minimum de vente (nombre de pièces)</b>	10

### Descriptif du produit

<b>Matière du conteneur</b>	Polypropylène
<b>Couleur du conteneur</b>	Jaune
<b>Capacité (en L)</b>	0,600
<b>Niveau de remplissage (en L)</b>	0,470
<b>Longueur du conteneur (en mm)</b>	108
<b>Largeur du conteneur (en mm)</b>	52
<b>Hauteur du conteneur (en mm)</b>	224
<b>Poids vide (en kg)</b>	0,110
<b>Poignées</b>	Avec
<b>Nombre de poignées</b>	1
<b>Couvercle</b>	Avec
<b>Couleur du couvercle</b>	Blanc translucide
<b>Type de fermeture</b>	Double : provisoire et définitive
<b>Méthode de fermeture définitive</b>	Exercer un appui fort sur le clapet avec le pouce
<b>Système d'ouverture et de déconnexion</b>	Ouverture totale
<b>Dimensions de l'ouverture (en mm)</b>	40x30
<b>Étiquette</b>	Étiquette plastique thermocollée comportant : - un trait de jauge noir matérialisant le niveau de remplissage

## FICHE TECHNIQUE

## SHARPORT

Collecteur Sharpsafe® 0,6L avec ouverture totale

CODE ARTICLE : 012866

DATE D'EDITION : 19/12/2019 12:11:16

	maximum - les instructions d'utilisation - les informations liées à la conformité
<b>Homologation ADR</b>	UN 3291
<b>Autoclavable</b>	Oui
<b>Conditions d'autoclavage</b>	134°C pendant 18 minutes
<b>Autres caractéristiques techniques</b>	- Boîte monobloc - A compléter avec la base réf. SOC0346L pour une utilisation mono manuelle

### Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant</b>	HOSPIDEX France
<b>Référence du fabricant</b>	41502610
<b>Pays d'origine</b>	ROYAUME UNI