

## FICHE TECHNIQUE

**FPF3/50M**

Micropipette Thermo Finnpipette™ F3 variable 5-50µl embout micro

CODE ARTICLE : 012969

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:42:49



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

FPF3/50M

**Désignation**

Micropipette Thermo Finnpipette™ F3 variable 5-50µl embout micro

**Application**

- Manipulation des liquides

**Réglementation**

Usage Général de Laboratoire

**Conditionnement**

**Carton (nombre de pièces)**

1

## FICHE TECHNIQUE

## FPF3/50M

Micropipette Thermo Finnpipette™ F3 variable 5-50µl embout micro

CODE ARTICLE : 012969

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:42:49

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

### Descriptif du produit

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Capacité mini en (µl)   | 5,0  |
| Capacité maxi en (µl)   | 50,0   |
| Ejecteur                | Polyamide 12   |
| Poignée                 | Polyamide 12   |
| Embase porte cône       | PVDF (Polyfluorure de vinylidène)  |
| Incréments (en µl)      | 0,100  |
| Nombre de canaux        | Monocanal  |
| Version                 | Variable   |
| Certification           | Iso  |
| Code couleur            | Turquoise  |
| Autoclavable            | En partie  |
| Poids (en g)            | 69   |
| Durée de garantie       | 3 ans  |
| Autres caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affichage "Ergovisio" : la Finnpipette® F3 est dotée d'un large affichage très lisible permettant de régler facilement les volumes</li> <li>- Réglage du volume : la Finnpipette® F3 est dotée du système AVG (Advanced Volume Gearing)<br/>Ce nouveau mécanisme de réglage du volume améliore les performances de justesse et de répétabilité, ainsi que la durée de vie de la pipette</li> <li>- Système de verrouillage de réglage du volume : intégré dans le bouton poussoir, ce système apporte une sécurité supplémentaire lors du pipetage en permettant de verrouiller le volume choisi : le volume ne pourra pas être modifié accidentellement pendant le pipetage</li> <li>- Système "Super Blow-Out": ce système équipe les modèles dont le volume est inférieur ou égal à 50 µl : il assure une meilleure répétabilité</li> <li>- Force de pipetage réduite : l'utilisation de la Finnpipette® F3 ne requiert qu'une très légère pression sur le bouton poussoir, ce qui réduit considérablement les forces à exercer lors du pipetage</li> <li>- L'embout et l'éjecteur de cône de la Finnpipette® F3 (après</li> </ul> |

## FICHE TECHNIQUE

**FPF3/50M**

Micropipette Thermo Finnpiquette™ F3 variable 5-50µl embout micro

CODE ARTICLE : 012969

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:42:49

démontage de la pipette)  
peuvent être autoclavés à 121°C

Garantie extensible à 5 ans si enregistrement de la pipette sur le site internet de Thermo Scientific

## Traçabilité

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Présence d'un numéro de lot       | Non |
| Présence d'une date de péremption | Non |

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Nom du fabricant</b>       | THERMO ELECTRON LED SAS |
| <b>Référence du fabricant</b> | 4640080                 |
| <b>Pays d'origine</b>         | FINLANDE                |