

## FICHE TECHNIQUE

**F171603**

Cône à filtre Gilson® DIAMOND® DF300 300µl en rack à charnière stérile

CODE ARTICLE : 013006

DATE D'EDITION : 31/01/2019 16:49:21



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

F171603

### Désignation

Cône à filtre Gilson® DIAMOND® DF300 300µl en rack à charnière stérile

### Application

- Manipulation des liquides

### Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 98/79/CE du Parlement européen du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

## FICHE TECHNIQUE

## F171603

Cône à filtre Gilson® DIAMOND® DF300 300µl en rack à charnière stérile

CODE ARTICLE : 013006

DATE D'EDITION : 31/01/2019 16:49:21

### Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 960

Minimum de vente (nombre de pièces) 960

### Descriptif du produit

Capacité mini (en µl)	20,0
Capacité maxi (en µl)	300
Code cône	GF6
Version	A filtre
Niveau de stérilité	Stérile par irradiation
Autoclavable	Non
Matière du cône	Polypropylène vierge
Matière du filtre	Polyéthylène
Présentation	Rack à charnière
Gradué	Oui
Longueur (en mm)	52,00
Forme de la pointe	Pointe coupée droite
Type de collerette	Gilson
Couleur	Naturel
Niveau de métaux lourds	Exempt
Niveau d'endotoxine	<0,05EU/ml
Niveau de RNase	Exempt
Niveau de DNase	Exempt
Niveau d'ADN humain	Exempt
Niveau d'ATP	Exempt
Autres caractéristiques	- Présence du logo Gilson sur les cônes - Boîtes autoclavables (sans les cônes)

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui

## FICHE TECHNIQUE

**F171603**

Cône à filtre Gilson® DIAMOND® DF300 300µl en rack à charnière stérile

CODE ARTICLE : 013006

DATE D'EDITION : 31/01/2019 16:49:21

**Durée de vie (en mois)** 60

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant  
ou du fournisseur**

GILSON INTERNATIONAL FRANCE S.A.S

**Référence du fournisseur**

F171603

**Pays d'origine**

FRANCE