

## FICHE TECHNIQUE

**3135702500**

MCDh 2 RAL Diagnostics, 2,5L

CODE ARTICLE : 013068

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:00:07



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

3135702500

### Désignation

MCDh 2 RAL Diagnostics, 2,5L

### Application

- Hématologie : utilisé dans la coloration MCDh en technique manuelle ou automatique pour la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires
- Parasitologie : utilisé dans la coloration MCDh en technique manuelle ou automatique pour la coloration des parasites sanguins

## FICHE TECHNIQUE

**3135702500**

MCDh 2 RAL Diagnostics, 2,5L

CODE ARTICLE : 013068

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:00:07

### Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro -  
Classe A

### Conditionnement

**Carton (nombre de pièces)** 1**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

### Descriptif du produit

<b>Emballage</b>	2,5L
<b>Aspect</b>	Solution incolore limpide
<b>Composition</b>	Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3 : 1) : < 0,005 %
<b>pH</b>	6,97-7,03
<b>Temps de coloration</b>	10 minutes
<b>MPUP</b>	Non
<b>Manipulation</b>	- Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité - Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail
<b>Conditions de stockage</b>	Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation

### Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Oui
<b>Durée de vie (en mois)</b>	18

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

## FICHE TECHNIQUE

**3135702500**

MCDh 2 RAL Diagnostics, 2,5L

CODE ARTICLE : 013068

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:00:07

**Nom du fabricant**

Réactifs RAL - PDS

**Référence du fabricant**

313570-2500

**Pays d'origine**

FRANCE