

## FICHE TECHNIQUE

## LIQUATROL-I

Liquide de contrôle Kova® Ligua-Trol I™ (valeurs anormales), analyse de l'urine + microscopique, 2 flacons de 120ml

CODE ARTICLE : 013154

DATE D'EDITION : 25/01/2019 16:10:12



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

LIQUATROL-I

**Désignation**

Liquide de contrôle Kova® Ligua-Trol I™ (valeurs anormales), analyse de l'urine + microscopique, 2 flacons de 120ml

**Application**

- Liquide de contrôle pour l'analyse de l'urine
- Disponible avec ou sans analyse microscopique

**Réglementation**

Marquage CE conformément à la Directive 98/79/CE du Parlement

## FICHE TECHNIQUE

## LIQUATROL-I

Liquide de contrôle Kova® Ligua-Trol I™ (valeurs anormales), analyse de l'urine + microscopique, 2 flacons de 120ml

CODE ARTICLE : 013154

DATE D'EDITION : 25/01/2019 16:10:12

### Conditionnement

européen du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

**Carton (nombre de pièces)** 1

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

### Descriptif du produit

<b>Aspect</b>	Liquide rouge-ambre
<b>Composition</b>	Mélange
<b>Valeurs anormales</b>	Oui
<b>Analyse microscopique</b>	Oui
<b>Analyse de l'urine</b>	Oui
<b>Emballage</b>	2x120ml
<b>Stabilité</b>	- Quand il est stocké à 2-8°C, le produit est stable 27 mois. - Après ouverture, le produit est stable 30 jours à température ambiante.
<b>Température de stockage</b>	+2 à +8°C
<b>Conditions de stockage</b>	- Stocker conformément à la réglementation locale - Conserver dans le conteneur original protégé des rayons du soleil, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles et de la nourriture et des boissons - Garder le conteneur hermétiquement fermé jusqu'à utilisation - Les conteneurs ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale pour éviter les fuites accidentelles - Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés - Utiliser des conteneurs appropriés pour éviter toute contamination de l'environnement
<b>Manipulation</b>	- Observer les normales règles d'hygiène - Se laver soigneusement après la manipulation d produit - Mesures techniques: assurer une ventilation adéquate

### Traçabilité

## FICHE TECHNIQUE

## LIQUATROL-I

Liquide de contrôle Kova® Ligua-Trol I™ (valeurs anormales), analyse de l'urine + microscopique, 2 flacons de 120ml

CODE ARTICLE : 013154

DATE D'EDITION : 25/01/2019 16:10:12

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	18

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant ou du fournisseur</b>	KOVA INTERNATIONAL
<b>Référence du fournisseur</b>	87176E
<b>Pays d'origine</b>	ETATS-UNIS