

FICHE TECHNIQUE

PERTEX500

Liquide de montage Pertex Histolab, 500ml

CODE ARTICLE : 013445

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:13:34

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

PERTEX500

Désignation

Liquide de montage Pertex Histolab, 500ml

Application

- Technique en automate de haut débit- Conservation des lames de colorations d'hématologie et/ou de bactériologie- Utilisable avec les colleuses de lamelles

Réglementation

Usage Général de Laboratoire

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 12

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Emballage	500ml
Aspect	Liquide incolore et visqueux
Odeur	Aromatique-Douceâtre
Composition	- Xylène : 30-65% - Ethylbenzène : 0-20%
MPUP	Non
Manipulation	- Faire très attention de ne pas renverser la matière et éviter du contact avec la peau et les yeux - Bien aérer et éviter de respirer les vapeurs - Choisir un appareil respiratoire approuvé si la contamination de l'air est supérieure au taux acceptable - Empêcher la formation d'électricité statique et d'étincelles - Éliminer toute source d'ignition - Éloigner de la chaleur, des étincelles et des flammes nues
Conditions de stockage	- Conserver dans l'emballage d'origine à fermeture étanche et dans un endroit bien ventilé

FICHE TECHNIQUE

PERTEX500

Liquide de montage Pertex Histolab, 500ml

CODE ARTICLE : 013445

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:13:34

- Protéger contre la chaleur et la lumière directe du soleil
- Tenir à l'écart de toute source d'ignition

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	36

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	HISTOLAB PRODUCTS AB
Référence du fabricant	00811-EX
Pays d'origine	SUEDE