

## FICHE TECHNIQUE

## ETUR24H

Etiquette avec protocole de recueil pour urines 24h 80x80mm blanche

CODE ARTICLE : 013551

DATE D'EDITION : 15/06/2018 12:30:12

### RECUEIL DES URINES DE 24 HEURES

#### 1. AU LEVER

Vider totalement sa vessie dans les toilettes.  
Noter sur le flacon fourni par le laboratoire son nom,  
son prénom, la date et l'heure.

#### 2. PENDANT LES 24 HEURES

N'uriner que dans le flacon.  
Ne pas perdre d'urines en allant à la selle.

#### 3. AU BOUT DE 24 HEURES

A l'heure notée, vider totalement sa vessie dans le  
flacon fourni par le laboratoire.

#### 4. AMENER LE FLACON AU LABORATOIRE

Le plus rapidement possible

NOM :	Prénom :
Né(e) le :	SERVICE :
DATE :	Heure :

Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

ETUR24H

### Désignation

Etiquette avec protocole de recueil pour urines 24h 80x80mm  
blanche

### Application

- Personnalisation des flacons urine 24h avec indication du  
protocole de recueil pour le patient

## FICHE TECHNIQUE

## ETUR24H

Etiquette avec protocole de recueil pour urines 24h 80x80mm blanche

CODE ARTICLE : 013551

DATE D'EDITION : 15/06/2018 12:30:12

### Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 20000

Minimum de vente (nombre de pièces) 100

### Descriptif du produit

Matière	Papier
Longueur (en mm)	80
Largeur (en mm)	80
Couleur	Blanc
Personnalisée	Oui
Personnalisation	Avec protocole de recueil pour urines 24 heures

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Non
Présence d'une date de péremption	Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant ou du fournisseur	OUEST ETIQ
Référence du fournisseur	77101011-01-UR24H
Pays d'origine	FRANCE