

## FICHE TECHNIQUE

**3801521E**

Hématoxyline de GILL II Surgipath®, bidon de 2,5L

CODE ARTICLE : 015306

DATE D'EDITION : 22/11/2018 15:50:22



## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

3801521E

### Désignation

Hématoxyline de GILL II Surgipath®, bidon de 2,5L

### Application

- Coloration biologique

### Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 98/79/CE du Parlement européen du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

### Conditionnement

**Carton (nombre de pièces)** 1

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

## Descriptif du produit

<b>Emballage</b>	2,5L
<b>Aspect</b>	Liquide rouge cerise foncé
<b>Odeur</b>	Douce odeur de vinaigre
<b>Composition</b>	- Éthylène-glycol : < 30% - Acide acétique : < 2% - Sulfate d'aluminium : < 2%
<b>pH</b>	2,4-3
<b>MPUP</b>	Non
<b>Manipulation</b>	- Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements - Éviter d'inhaler les vapeurs et les brumes - Utiliser uniquement lorsque la ventilation est suffisante - Laver complètement après la manipulation - Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les porter à nouveau - Garder les contenants fermés, lorsque non utilisés

## FICHE TECHNIQUE

**3801521E**

Hématoxyline de GILL II Surgipath®, bidon de 2,5L

CODE ARTICLE : 015306

DATE D'EDITION : 22/11/2018 15:50:22

### Conditions de stockage

- Protéger les contenants contre les dommages physiques
- Entreposer dans un endroit frais
- Garder les contenants fermés, lorsque non utilisés
- Entreposer à l'écart des comburants et autres matériaux incompatibles

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	12

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant ou du fournisseur</b>	LEICA MICROSYSTEMS
<b>Référence du fournisseur</b>	3801521E
<b>Pays d'origine</b>	ETATS-UNIS