

FICHE TECHNIQUE

3800460E

Décalcifiant II Surgipath®, bidon de 3,8L

CODE ARTICLE : 015337

DATE D'EDITION : 04/12/2018 10:21:07

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

3800460E

Désignation

Décalcifiant II Surgipath®, bidon de 3,8L

Application

- Fixation et décalcification des tissus

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

Descriptif du produit

Emballage	3,8L
Aspect	Liquide incolore et translucide
Odeur	Acre
Composition	Acide chlorhydrique : < 7%
pH	< 0,8
MPUP	Non
Manipulation	<ul style="list-style-type: none">- Éviter le contact avec les yeux et la peau- Éviter de respirer les vapeurs- Utiliser uniquement dans un local bien ventilé- Se laver soigneusement après manipulation- Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation- Conserver les récipients fermés lorsque le produit n'est pas utilisé
Conditions de stockage	<ul style="list-style-type: none">- Protéger les récipients de toute dégradation physique - Stocker dans un endroit frais- Conserver les récipients fermés lorsque le produit n'est pas utilisé- Entreposer à l'écart des bases

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui

FICHE TECHNIQUE

3800460E

Décalcifiant II Surgipath®, bidon de 3,8L

CODE ARTICLE : 015337

DATE D'EDITION : 04/12/2018 10:21:07

Durée de vie (en mois) 24

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

LEICA MICROSYSTEMS

Référence du fournisseur

3800460E

Pays d'origine

ETATS-UNIS