

FICHE TECHNIQUE

WIPANIOSEX

Lingette désinfectante Wip'Anios Excel, paquet de 50

CODE ARTICLE : 016015

DATE D'EDITION : 05/06/2023 10:20:03



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

WIPANIOSEX

Désignation

Lingette désinfectante Wip'Anios Excel, paquet de 50

Application

Traitement des surfaces, des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs
Essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection

FICHE TECHNIQUE

WIPANIOSEX

Lingette désinfectante Wip'Anios Excel, paquet de 50

CODE ARTICLE : 016015

DATE D'EDITION : 05/06/2023 10:20:03

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe IIb
 Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 12

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Taille lingette (en mm)	180x200
Matière	Viscose 100% biodégradable
Composition	Chlorure de didécyl diméthyl ammonium 3mg/g, tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients
Propriétés microbiologiques	<ul style="list-style-type: none"> - Bactéricide en 1 minute (EN 13727, EN 1276), 2 minutes (EN 13697, EN 16615), 1 minute sur BMR et BHR (EN 13727) - Levuricide en 2 minutes (EN 13624, EN 16615), 5 minutes (EN 13697) - Fongicide en 20 minutes (EN 13624, EN 13697) - Virucide en 1 minute sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vacciniavirus, Rotavirus HSV, VRS, 5 minutes sur Polyomavirus SV40 et Coronavirus, 30 minutes sur Adénovirus (EN 14476), 15 minutes sur Norovirus Murin (EN 14476)
Consignes	<p>Dangereux, respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.</p>
Conseils d'utilisation	<p>Appliquer la lingette sur la zone à traiter. Utiliser une seconde lingette si nécessaire. Respecter le temps de contact selon l'activité recherchée. Laisser sécher. Le rinçage est inutile sauf en cas de contact prolongé avec la peau, les muqueuses ou les denrées alimentaires. Bien refermer l'emballage après chaque ouverture.</p>
Autres caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - A usage unique - Solution d'imprégnation formulée sans parfum, sans alcool et sans

FICHE TECHNIQUE

WIPANIOSEX

Lingette désinfectante Wip'Anios Excel, paquet de 50

CODE ARTICLE : 016015

DATE D'EDITION : 05/06/2023 10:20:03

substance CMR (agent cancérogène, mutagène et reprotoxique)

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	24

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	D.M.D.
Référence du fabricant	2446424DI
Pays d'origine	FRANCE