

FICHE TECHNIQUE

MEDICLEAN5L

Détergent alcalin liquide Neodisher® MediClean, 5L

CODE ARTICLE : 016103

DATE D'EDITION : 16/08/2023 09:20:04



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

MEDICLEAN5L

Désignation

Détergent alcalin liquide Neodisher® MediClean, 5L

Application

Traitement en machine et manuel d'instruments chirurgicaux et dentaires, d'endoscopes, d'ustensiles d'anesthésie

Réglementation

Règlement 2017-745 Dispositifs médicaux - Classe I

FICHE TECHNIQUE

MEDICLEAN5L

Détergent alcalin liquide Neodisher® MediClean, 5L

CODE ARTICLE : 016103

DATE D'EDITION : 16/08/2023 09:20:04

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)	1
Minimum de vente (nombre de pièces)	1

Descriptif du produit

Type de contenant	Bidon
Volume produit (en L)	5,000
Composition	Tensioactifs anioniques, tensioactifs non ioniques et enzymes <5%
pH	Entre 10,2 et 10,5
Consignes	<p>Ne pas mélanger avec d'autres produits. Avant tout changement de produit, rincer à l'eau le système de dosage et les tuyaux d'aspiration. Le traitement doit être réalisé conformément à la législation sur les dispositifs médicaux et aux réglementations applicables avec des méthodes appropriées et validées. La solution doit être entièrement rincée à l'eau (de préférence déminéralisée). Les recommandations générales d'utilisation du fabricant des dispositifs médicaux sont à respecter conformément aux exigences de la norme DIN EN ISO 17664. Les notices d'instructions des fabricants des laveurs-désinfecteurs doivent être respectées.</p>
Conseils d'utilisation	<p>Lors du nettoyage et du rinçage final, il est conseillé d'utiliser de l'eau déminéralisée pour éviter les taches d'eau et protéger l'aluminium anodisé. L'étape de neutralisation requise dans le cas de détergents classiques alcalins peut ne pas être effectuée. Pour le traitement d'instruments ophtalmologiques, il est recommandé de procéder à un rinçage intermédiaire supplémentaire à l'eau avant le rinçage final.</p>

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	24

FICHE TECHNIQUE

MEDICLEAN5L

Détergent alcalin liquide Neodisher® MediClean, 5L

CODE ARTICLE : 016103

DATE D'EDITION : 16/08/2023 09:20:04

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

DOCTEUR WEIGERT

Référence du fabricant

404335

Pays d'origine

ALLEMAGNE