

FICHE TECHNIQUE

NACLS500MLOTEC

Sodium chlorure 0,9% stérile (sérum physiologique) Otec® Aguetant, 500ml

CODE ARTICLE : 016110

DATE D'EDITION : 21/02/2023 12:00:02



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

NACLS500MLOTEC

Désignation

Sodium chlorure 0,9% stérile (sérum physiologique) Otec®
Aguettant, 500ml

Application

- Rinçage des instruments
- Réalisation de solutions tampon

Réglementation

Usage Général de Laboratoire

FICHE TECHNIQUE

NACLS500MLOTEC

Sodium chlorure 0,9% stérile (sérum physiologique) Otec® Aguetant, 500ml

CODE ARTICLE : 016110

DATE D'EDITION : 21/02/2023 12:00:02

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)	20
Minimum de vente (nombre de pièces)	20

Descriptif du produit

N° de CAS	7647-14-5
Emballage	500ml
Aspect	Liquide incolore
Odeur	Inodore
MPUP	Oui
Autres caractéristiques	Corps en polypropylène conforme à la Pharmacopée Européenne
Manipulation	- Vérifier l'intégrité du flacon avant utilisation - Ne pas utiliser si le flacon fuit - La stérilité s'arrête après ouverture du flacon - La solution doit être limpide et incolore
Température de stockage	Température ambiante

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	24

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

AGUETTANT

FICHE TECHNIQUE

NACLS500MLOTEC

Sodium chlorure 0,9% stérile (sérum physiologique) Otec® Aguetant, 500ml

CODE ARTICLE : 016110

DATE D'EDITION : 21/02/2023 12:00:02

Référence du fabricant

600502

Pays d'origine

FRANCE