

FICHE TECHNIQUE

3204900500

Fuchsine de Ziehl RAL Diagnostics, 500ml

CODE ARTICLE : 016359

DATE D'EDITION : 22/11/2018 14:20:12



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

3204900500

Désignation

Fuchsine de Ziehl RAL Diagnostics, 500ml

Application

- Bactériologie :
- Utilisée dans la coloration de Gram-Nicolle pour la mise en évidence des bactéries à Gram positif et à Gram négatif
- Utilisée dans les colorations de Ziehl-Neelsen (technique de coloration à chaud) pour la mise en évidence des mycobactéries B.A.A.R. (Bacilles Acido-Alcoolo- Résistants)

FICHE TECHNIQUE

3204900500

Fuchsine de Ziehl RAL Diagnostics, 500ml

CODE ARTICLE : 016359

DATE D'EDITION : 22/11/2018 14:20:12

Conditionnement

- Utilisée dans la coloration de Ziehl-Neelsen modifiée pour les micro-organismes semiacido- résistants
- Parasitologie : utilisée dans la coloration de Ziehl-Neelsen modifiée selon Henriksen et Pohlenz pour la mise en évidence d'oocystes de Cryptosporidium et de Cyclospora
- Histologie : utilisée dans la coloration de Ziehl-Neelsen modifiée selon Brygoo et al.
- Histo-cytologie : utilisée dans la coloration de Ziehl-Neelsen pour la mise en évidence des mycobactéries sur coupes histologiques

Carton (nombre de pièces) 6

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Emballage	500ml
Aspect	Solution limpide rouge violacé
Odeur	Inodore
Composition	<ul style="list-style-type: none"> - Éthanol : environ 10% - Fuchsine basique diamant : < 1% - Phénol : environ 2%
pH	2,8-3,2
MPUP	Non
Manipulation	<ul style="list-style-type: none"> - Entreposer et manipuler comme s'il existait toujours un risque d'incendie et de danger pour la santé - Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité - Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail - Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs
Conditions de stockage	<ul style="list-style-type: none"> - Garder les flacons fermés hors de leur utilisation - Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé - Conserver à l'écart de la chaleur

FICHE TECHNIQUE

3204900500

Fuchsine de Ziehl RAL Diagnostics, 500ml

CODE ARTICLE : 016359

DATE D'EDITION : 22/11/2018 14:20:12

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	36

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur** Réactifs RAL - PDS

Référence du fournisseur 320490-0500

Pays d'origine FRANCE