

## FICHE TECHNIQUE

## SHARP1.8LC

Collecteur Sharpsafe® 1,8L avec déconnexion d'aiguilles embout Luer et de stylo injecteur

CODE ARTICLE : 018173

DATE D'EDITION : 19/12/2019 12:20:49



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

SHARP1.8LC

### Désignation

Collecteur Sharpsafe® 1,8L avec déconnexion d'aiguilles embout Luer et de stylo injecteur

### Application

- Élimination des objets coupants, tranchants et piquants
- Idéal pour hôpitaux et les laboratoires pour une utilisation quotidienne sur paillasse, chariot ou plateau de soins

### Réglementation

NF X30-511 : Emballages pour déchets d'activités de soins -

## FICHE TECHNIQUE

## SHARP1.8LC

Collecteur Sharpsafe® 1,8L avec déconnexion d'aiguilles embout Luer et de stylo injecteur

CODE ARTICLE : 018173

DATE D'EDITION : 19/12/2019 12:20:49

Caractéristiques et exigences complémentaires et/ou alternatives pour les conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants - Emballages pour déchets d'activités de soins - Caractéristiques et exigences complémentaires et/ou alternatives pour les conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants  
 Norme ISO 23907-1:2019 : Protection contre les blessures par perforants - Exigences et méthodes d'essai - Partie 1: Conteneurs à usage unique pour objets piquants ou coupants  
 Marque NF 302 : Règles de certification des emballages pour déchets d'activités de soins à risques infectieux ou perforants

### Conditionnement

<b>Carton (nombre de pièces)</b>	75
<b>Minimum de vente (nombre de pièces)</b>	75

### Descriptif du produit

<b>Matière du conteneur</b>	Polypropylène
<b>Couleur du conteneur</b>	Jaune
<b>Capacité (en L)</b>	1,800
<b>Niveau de remplissage (en L)</b>	1,450
<b>Longueur du conteneur (en mm)</b>	120
<b>Largeur du conteneur (en mm)</b>	109
<b>Hauteur du conteneur (en mm)</b>	220
<b>Poids vide (en kg)</b>	0,153
<b>Couvercle</b>	Avec
<b>Couleur du couvercle</b>	Blanc translucide
<b>Clapet de sécurité</b>	Sans
<b>Type de fermeture</b>	Double : provisoire et définitive
<b>Méthode de fermeture définitive</b>	Exercer un appui fort sur le clapet avec 2 doigts
<b>Système d'ouverture et de déconnexion</b>	Déconnexion d'aiguilles embout Luer et d'aiguilles de stylo injecteur
<b>Étiquette</b>	Étiquette plastique thermocollée comportant : - un trait de jauge noir matérialisant le niveau de remplissage maximum

## FICHE TECHNIQUE

## SHARP1.8LC

Collecteur Sharpsafe® 1,8L avec déconnexion d'aiguilles embout Luer et de stylo injecteur

CODE ARTICLE : 018173

DATE D'EDITION : 19/12/2019 12:20:49

	- les instructions d'utilisation - les informations liées à la conformité
<b>Homologation ADR</b>	UN 3291
<b>Autoclavable</b>	Oui
<b>Conditions d'autoclavage</b>	134°C pendant 18 minutes
<b>Autres caractéristiques techniques</b>	Boîte composée d'une cuve et d'un couvercle à assembler avant utilisation

### Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant</b>	HOSPIDEX France
<b>Référence du fabricant</b>	SHA_40502610
<b>Pays d'origine</b>	ROYAUME UNI