

## FICHE TECHNIQUE

## GARUU

Garrot à usage unique 500x30mm mûre en boîte distributrice

CODE ARTICLE : 019620

DATE D'EDITION : 23/01/2019 17:10:02



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

GARUU

### Désignation

Garrot à usage unique 500x30mm mûre en boîte distributrice

### Application

- Compression externe du système circulatoire lors du prélèvement sanguin

### Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe I

## FICHE TECHNIQUE

## GARUU

Garrot à usage unique 500x30mm mûre en boîte distributrice

CODE ARTICLE : 019620

DATE D'EDITION : 23/01/2019 17:10:02

### Conditionnement

Minimum de vente (nombre de pièces) 125

### Descriptif du produit

Matière bande	Elastomère
Longueur (en cm)	50,0
Largeur (en cm)	3,0
Epaisseur (en mm)	0,5
Poids (en g)	2,0
Couleur	Mûre
Niveau de stérilité	Non stérile
Latex	Non
Autoclavable	Non
Mode d'emploi	1. Placer le garrot, côté blanc sur le bras du patient 2. Etirer le garrot au maximum 3. Enrouler le garrot autour du bras et fixer la bande élastique sur le velcro 4. Pour enlever le garrot, tirer simplement sur la bande
Usage unique	Oui

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

## FICHE TECHNIQUE

## GARUU

Garrot à usage unique 500x30mm mûre en boîte distributrice

CODE ARTICLE : 019620

DATE D'EDITION : 23/01/2019 17:10:02

**Nom du fabricant  
ou du fournisseur**

KIMETEC GmbH

**Référence du fournisseur**

521001V125

**Pays d'origine**

ALLEMAGNE