

FICHE TECHNIQUE

BANDURISU

Bandelette urinaire Siemens Uristix, boîte de 50

CODE ARTICLE : 019878

DATE D'EDITION : 25/01/2019 14:20:36



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

BANDURISU

Désignation

Bandelette urinaire Siemens Uristix, boîte de 50

Application

- Détermination des paramètres chimiques urinaires : diagnostic d'orientation clinique- Compatible avec lecteur Clinitex status +

FICHE TECHNIQUE

BANDURISU

Bandelette urinaire Siemens Uristix, boîte de 50

CODE ARTICLE : 019878

DATE D'EDITION : 25/01/2019 14:20:36

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Aspect	Solide blanc
Odeur	Inodore
Composition	Mélange
Glucose	Oui
Protéines	Oui
Conditions de stockage	<ul style="list-style-type: none"> - Stocker conformément à la réglementation locale - Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles - Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé - Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites - Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés - Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant
Manipulation	<ul style="list-style-type: none"> - Revêtir un équipement de protection individuelle approprié - Se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer - Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	12

FICHE TECHNIQUE

BANDURISU

Bandelette urinaire Siemens Uristix, boîte de 50

CODE ARTICLE : 019878

DATE D'EDITION : 25/01/2019 14:20:36

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

SIEMENS DIAGNOSTICS

Référence du fournisseur

05205326

Pays d'origine

FRANCE