

## FICHE TECHNIQUE

## SHARP9LSFP

Collecteur Sharpsafe® 9L haut avec ouverture totale et déconnexion d'aiguilles embout Luer ou Luer Lock

CODE ARTICLE : 020145

DATE D'EDITION : 19/12/2019 12:32:05



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

SHARP9LSFP

**Désignation**

Collecteur Sharpsafe® 9L haut avec ouverture totale et déconnexion d'aiguilles embout Luer ou Luer Lock

**Application**

- Élimination des objets coupants, tranchants et piquants
- Idéal pour les plateaux techniques d'imagerie ou d'intervention chirurgicale

## FICHE TECHNIQUE

## SHARP9LSFP

Collecteur Sharpsafe® 9L haut avec ouverture totale et déconnexion d'aiguilles embout Luer ou Luer Lock

CODE ARTICLE : 020145

DATE D'EDITION : 19/12/2019 12:32:05

### Réglementation

NF X30-511 : Emballages pour déchets d'activités de soins - Caractéristiques et exigences complémentaires et/ou alternatives pour les conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants - Emballages pour déchets d'activités de soins - Caractéristiques et exigences complémentaires et/ou alternatives pour les conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants  
 Norme ISO 23907-1:2019 : Protection contre les blessures par perforants - Exigences et méthodes d'essai - Partie 1: Conteneurs à usage unique pour objets piquants ou coupants  
 Marque NF 302 : Règles de certification des emballages pour déchets d'activités de soins à risques infectieux ou perforants

### Conditionnement

**Carton (nombre de pièces)** 40  
**Minimum de vente (nombre de pièces)** 280

### Descriptif du produit

<b>Matière du conteneur</b>	Polypropylène
<b>Couleur du conteneur</b>	Jaune
<b>Capacité (en L)</b>	9,000
<b>Niveau de remplissage (en L)</b>	6,900
<b>Longueur du conteneur (en mm)</b>	175
<b>Largeur du conteneur (en mm)</b>	175
<b>Hauteur du conteneur (en mm)</b>	498
<b>Poids vide (en kg)</b>	0,463
<b>Poignées</b>	Avec
<b>Nombre de poignées</b>	1
<b>Couvercle</b>	Avec
<b>Couleur du couvercle</b>	Blanc translucide
<b>Clapet de sécurité</b>	Sans
<b>Type de fermeture</b>	Double : provisoire et définitive
<b>Méthode de fermeture définitive</b>	Exercer un appui fort sur le clapet avec 2 doigts
<b>Système d'ouverture et de</b>	Ouverture totale et déconnexion d'aiguilles embout Luer ou Luer Lock

## FICHE TECHNIQUE

## SHARP9LSFP

Collecteur Sharpsafe® 9L haut avec ouverture totale et déconnexion d'aiguilles embout Luer ou Luer Lock

CODE ARTICLE : 020145

DATE D'EDITION : 19/12/2019 12:32:05

<b>déconnexion</b>	
<b>Étiquette</b>	Étiquette plastique thermocollée comportant : <ul style="list-style-type: none"><li>- un trait de jauge noir matérialisant le niveau de remplissage maximum</li><li>- les instructions d'utilisation</li><li>- les informations liées à la conformité</li></ul>
<b>Homologation ADR</b>	UN 3291
<b>Autoclavable</b>	Oui
<b>Conditions d'autoclavage</b>	134°C pendant 18 minutes
<b>Autres caractéristiques techniques</b>	Boîte composée d'une cuve et d'un couvercle à assembler avant utilisation par simple pression, avec 4 clics sonores garantissant la mise en sécurité

### Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant</b>	HOSPIDEX France
<b>Référence du fabricant</b>	SHA-41116610
<b>Pays d'origine</b>	ROYAUME UNI