

FICHE TECHNIQUE

LSFLEX26G3

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Flex 3, 26G jaune, profondeur d'incision réglable

CODE ARTICLE : 020221

DATE D'EDITION : 08/06/2020 16:50:04



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

LSFLEX26G3

Désignation

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Flex 3, 26G jaune, profondeur d'incision réglable

Application

- Prélèvement de sang capillaire
- Incision au doigt
- Tests de glycémie et autres tests de diagnostic

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la

FICHE TECHNIQUE

LSFLEX26G3

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Flex 3, 26G jaune, profondeur d'incision réglable

CODE ARTICLE : 020221

DATE D'EDITION : 08/06/2020 16:50:04

Conditionnement

2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe IIa

Carton (nombre de pièces) 1000

Minimum de vente (nombre de pièces) 100

Descriptif du produit

Test	Glycémie
Version	Aiguille
Matière	- Aiguille : acier inoxydable - Corps : ABS
Couleur	Jaune
Diametre (gauge)	26
Mode d'utilisation	- Tourner délicatement le capuchon de protection pour le retirer - Régler la pointe de façon à choisir la profondeur appropriée - Appuyer fermement sur la lancette de sécurité réglable au niveau du site choisi pour activer la dispositif - Jeter la lancette de sécurité réglable dans un conteneur de sécurité approprié
Niveau de stérilité	Stérile - Irradiation
A usage unique	Oui

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	60

FICHE TECHNIQUE

LSFLEX26G3

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Flex 3, 26G jaune, profondeur d'incision réglable

CODE ARTICLE : 020221

DATE D'EDITION : 08/06/2020 16:50:04

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	VITREX MEDICAL A/S
Référence du fabricant	396813
Pays d'origine	CHINE

