

FICHE TECHNIQUE

UTM3MLM

Milieu UTM™ liquide 3ml + 1 écouvillon floqué embout minitip rouge en tube 16x100mm

CODE ARTICLE : 020456

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:20:17



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

UTM3MLM

Désignation

Milieu UTM™ liquide 3ml + 1 écouvillon floqué embout minitip rouge en tube 16x100mm

Application

- Conservation et transport des virus, Chlamydiae, Mycoplames et Ureaplasma
- Prélèvements destinés à la mise en culture, compatibles pour la biologie moléculaire

FICHE TECHNIQUE

UTM3MLM

Milieu UTM™ liquide 3ml + 1 écouvillon floqué embout minitip rouge en tube 16x100mm

CODE ARTICLE : 020456

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:20:17

Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro -
 Classe A

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 300

Minimum de vente (nombre de pièces) 50

Descriptif du produit

Type d'écouvillon	Floqué
Tige	Simple
Matière de la tige	Plastique
Partie sécable	80mm
Matière de l'embout	Nylon
Type de l'embout	Minitip
Site de prélèvement	Nez Urètre Pédiatrie
Longueur totale de l'écouvillon (en mm)	151,0
Type de milieu	LBM
Nom du milieu	UTM™
Etat du milieu	Liquide
Volume de milieu (en ml)	3,0
Composition du milieu	<ul style="list-style-type: none"> - Solution de Hank's - Serum albumine bovine - Saccharose - Tampon Hepes - Amphotéricine B - Rouge de phénol - L-cystine - Gélatine - L-acide glutamique - Vancomycine - Colistine - Eau distillée - pH : 7.3 ± 0.2

FICHE TECHNIQUE

UTM3MLM

Milieu UTM™ liquide 3ml + 1 écouvillon floqué embout minitip rouge en tube 16x100mm

CODE ARTICLE : 020456

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:20:17

Couleur du bouchon	Rouge
Microorganismes recherchés (culture)	Virus Ureaplasma Mycoplasmes Chlamydiae
Technique d'analyse	Biologie moléculaire Culture Test rapide
Durée maximum de transport	48h
Niveau de stérilité	Stérile
Emballage	Sachet pelable unitaire
Sous-conditionnement	Sachet de 50
Mode d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> - Ouvrir le blister. Extraire le tube et l'écouvillon. - Effectuer le recueil - Desserrer le bouchon d'une manière aseptique - Introduire l'écouvillon prélevé dans le tube - Casser l'écouvillon au point de rupture marqué par une ligne colorée - Revisser le bouchon du tube - Identifier le tube - Acheminer au plus tôt l'échantillon prélevé au laboratoire (au maximum dans les 24-48h à température ambiante)
Autres caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage (avant prélèvement) : de 2 à 25°C dans un endroit sec - Conservation (après prélèvement) : à température ambiante pendant 24h à 4°C entre 48h-72h à -70°C au-delà de 72h Après décongélation, il est possible de faire de la culture et de la PCR - Tube résistant à 95kPa

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	18

FICHE TECHNIQUE

UTM3MLM

Milieu UTM™ liquide 3ml + 1 écouvillon floqué embout minitip rouge en tube 16x100mm

CODE ARTICLE : 020456

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:20:17

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	COPAN ITALIA S.p.A.
Référence du fabricant	307C
Pays d'origine	ITALIE

