

FICHE TECHNIQUE

FPC120FT

Flacon prérempli Cellstor™ 120ml avec 90ml de formol tamponné 10%

CODE ARTICLE : 020519

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:09:44

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

FPC120FT

Désignation

Flacon prérempli Cellstor™ 120ml avec 90ml de formol tamponné 10%

Application

- Histo-cyto-pathologie : fixateur

Réglementation

Usage Général de Laboratoire

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 120

Minimum de vente (nombre de pièces) 120

Descriptif du produit

Emballage	120ml
Aspect	Liquide incolore
Odeur	Piquante
Composition	- Formaldéhyde : < 5% - Méthanol : < 2%
pH	6,9-7,1
Contenant	Formol tamponné 4%
MPUP	Non
Température de stockage	Stable à des températures ambiantes
Manipulation	- Éviter tout contact - Ne pas respirer les vapeurs - Utiliser l'équipement de protection individuel requis - Assurer une ventilation adéquate. maintenir une bonne hygiène industrielle - Se laver soigneusement les mains après manipulation
Conditions de stockage	- Conserver uniquement dans le récipient ou le colis d'origine, dans un endroit frais et bien ventilé - Maintenir les récipients hermétiquement fermés en cas de non utilisation

FICHE TECHNIQUE

FPC120FT

Flacon prérempli Cellstor™ 120ml avec 90ml de formol tamponné 10%

CODE ARTICLE : 020519

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:09:44

- Entreposer à la température ambiante
- Ne pas laisser le produit geler
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation
- Eviter tout contact avec métaux alcalins

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	24

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	CELLPATH PLC
Référence du fabricant	BAF-2000-70A
Pays d'origine	ROYAUME UNI