

FICHE TECHNIQUE

AQUABATOR250

Désinfectant pour bain-marie Aquabator-Clean™, flacon de 250ml

CODE ARTICLE : 020974

DATE D'EDITION : 26/09/2019 16:20:11



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

AQUABATOR250

Désignation

Désinfectant pour bain-marie Aquabator-Clean™, flacon de 250ml

Application

Désinfection des baignoires

FICHE TECHNIQUE

AQUABATOR250

Désinfectant pour bain-marie Aquabator-Clean™, flacon de 250ml

CODE ARTICLE : 020974

DATE D'EDITION : 26/09/2019 16:20:11

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)	6
Minimum de vente (nombre de pièces)	1

Descriptif du produit

Capacité (en ml)	250
Consignes	Conserver à l'abri de la lumière à une température comprise entre 2 et 8°C
Conseils d'utilisation	Diluer 10ml d'Aquabator-Clean™ dans 1L d'eau. Renouveler l'opération toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Après 4 à 6 semaines, changer complètement l'eau du bain-marie.
Autres caractéristiques	- Stable jusqu'à 100°C - Eviter le mélange avec un milieu alcalin

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	24

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	PANREAC QUIMICA SA - PDS
Référence du fabricant	A9390,0250
Pays d'origine	ALLEMAGNE

FICHE TECHNIQUE

AQUABATOR250

Désinfectant pour bain-marie Aquabator-Clean™, flacon de 250ml

CODE ARTICLE : 020974

DATE D'EDITION : 26/09/2019 16:20:11