

## FICHE TECHNIQUE

**TFD9BI5L**

Détergent pré-désinfectant TFD 9 en bidon de 5L

CODE ARTICLE : 022280

DATE D'EDITION : 07/09/2021 12:40:03



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

TFD9BI5L

### Désignation

Détergent pré-désinfectant TFD 9 en bidon de 5L

### Application

Nettoyage et pré-désinfection des dispositifs médicaux invasifs (instruments chirurgicaux, matériel de bloc opératoire, endoscopes, matériel d'ophtalmologie et de contactologie)

### Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993

## FICHE TECHNIQUE

## TFD9BI5L

Détergent pré-désinfectant TFD 9 en bidon de 5L

CODE ARTICLE : 022280

DATE D'EDITION : 07/09/2021 12:40:03

### Conditionnement

relative aux dispositifs médicaux. Classe IIb

**Carton (nombre de pièces)** 4

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

### Descriptif du produit

<b>Type de contenant</b>	Bidon
<b>Volume produit (en L)</b>	5,000
<b>Composition</b>	Chlorure de didécylméthylammonium, Tétrapotassium éthylènediaminetétraacétique, Alcools secondaires en C11-15, Ethoxyles, N-(3-Aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine, Hydroxyde potassium
<b>Aspect</b>	Liquide fluide
<b>Propriétés microbiologiques</b>	- Bactéricide en 5 minutes (EN 13727, EN 13697, EN 14561), en 10 minutes (EN1276) - Levuricide en 5 minutes (EN 13624, EN 1650), en 10 minutes (EN 14562, EN 13697) - Virucide (EN 14476) en 5 minutes sur PRV (Hépatite B)
<b>Consignes</b>	Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical classe IIb. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
<b>Conseils d'utilisation</b>	Dilution à 0,5% (5ml/L) Temps de contact : 10 minutes (température de 20°C)
<b>Durée d'utilisation après ouverture</b>	Jusqu'à la date de péremption, à condition de refermer le bidon après utilisation

### Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Oui
<b>Durée de vie (en mois)</b>	24

## FICHE TECHNIQUE

**TFD9BI5L**

Détergent pré-désinfectant TFD 9 en bidon de 5L

CODE ARTICLE : 022280

DATE D'EDITION : 07/09/2021 12:40:03

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant</b>	FRANKLAB SA
<b>Référence du fabricant</b>	1010320
<b>Pays d'origine</b>	FRANCE