

## FICHE TECHNIQUE

## RBST105

Détergent liquide concentré alcalin RBS T 105, bidon de 5L

CODE ARTICLE : 022336

DATE D'EDITION : 12/07/2021 09:40:04



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

RBST105

**Désignation**

Détergent liquide concentré alcalin RBS T 105, bidon de 5L

**Application**

Nettoyage manuel de la verrerie et des équipements en inox, plastique, porcelaine, quartz, céramique par trempage ou en bain à ultrasons

**Conditionnement**

Carton (nombre de pièces)

4

## FICHE TECHNIQUE

## RBST105

Détergent liquide concentré alcalin RBS T 105, bidon de 5L

CODE ARTICLE : 022336

DATE D'EDITION : 12/07/2021 09:40:04

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 4

### Descriptif du produit

<b>Type de contenant</b>	Bidon
<b>Volume produit (en L)</b>	5,000
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tensioactifs anioniques et non ioniques</li> <li>- Phosphates, polyphosphates</li> <li>- Agents chlorés</li> <li>- Hydroxyde de sodium</li> </ul>
<b>Aspect</b>	Liquide moussant
<b>Couleur</b>	Jaune
<b>Consignes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne pas mélanger à d'autres produits</li> <li>- Renouveler régulièrement les bains afin d'assurer une efficacité constante (les premiers signes d'affaiblissement sont une baisse du pH et l'absence de mousse)</li> <li>- Prendre de précautions en présence de métaux blancs</li> <li>- Avant toute utilisation, veuillez-vous référer à la fiche de données de sécurité</li> <li>- Conserver à température ambiante (entre 3 et 50°C) à l'abri de la chaleur et des rayonnements solaires directs</li> </ul>
<b>Conseils d'utilisation</b>	<p>Dilution à 2% (20ml/L d'eau, de préférence à 50°C)</p> <p>En cas de trempage, immerger complètement les objets à nettoyer afin d'assurer un contact optimal entre ceux-ci et la solution nettoyante.</p> <p>Rincer immédiatement après nettoyage avec de l'eau de distribution, ou mieux, avec de l'eau déminéralisée.</p> <p>Remarque : l'utilisation d'un bain à ultrasons et/ou une augmentation de la température de la solution nettoyante permet d'apporter une aide dans les cas les plus difficiles.</p>
<b>Autres caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pH 100%: 13,3</li> <li>- pH sol à 2% v/v: 11,8</li> <li>- Densité à 20°C: 1,12</li> </ul>

### Traçabilité

**Présence d'un numéro de lot** Oui

## FICHE TECHNIQUE

## RBST105

Détergent liquide concentré alcalin RBS T 105, bidon de 5L

CODE ARTICLE : 022336

DATE D'EDITION : 12/07/2021 09:40:04

<b>Présence d'une date de péremption</b>	Oui
<b>Durée de vie (en mois)</b>	25

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

---

<b>Nom du fabricant</b>	CHEMICAL-PRODUCTS
<b>Référence du fabricant</b>	T105(E123)
<b>Pays d'origine</b>	BELGIQUE