

## FICHE TECHNIQUE

## BCPT3

Collecteur Biocompact® 3L

CODE ARTICLE : 022422

DATE D'EDITION : 31/08/2021 09:30:22



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

BCPT3

**Désignation**

Collecteur Biocompact® 3L

**Application**

- Élimination des objets coupants, tranchants et piquants  
- Idéal pour les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite, les laboratoires, les particuliers en auto-traitement, ...

**Réglementation**

NF X30-511 : Emballages pour déchets d'activités de soins -  
Caractéristiques et exigences complémentaires et/ou alternatives

## FICHE TECHNIQUE

## BCPT3

Collecteur Biocompact® 3L

CODE ARTICLE : 022422

DATE D'EDITION : 31/08/2021 09:30:22

pour les conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants -  
 Emballages pour déchets d'activités de soins - Caractéristiques et  
 exigences complémentaires et/ou alternatives pour les conteneurs  
 pour objets coupants, tranchants et perforants  
 Norme ISO 23907 : Protection contre les blessures par perforants -  
 Exigences et méthodes d'essai - Conteneurs pour objets coupants,  
 tranchants et perforants

### Conditionnement

|  |    |
|--|----|
| <b>Carton (nombre de pièces)</b>           | 30 |
| <b>Minimum de vente (nombre de pièces)</b> | 30 |

### Descriptif du produit

|  |   |
|--|---|
| <b>Matière du conteneur</b>                  | Polypropylène   |
| <b>Couleur du conteneur</b>                  | Jaune   |
| <b>Capacité (en L)</b>                       | 3,000   |
| <b>Niveau de remplissage (en L)</b>          | 3,000   |
| <b>Charge utile (en kg)</b>                  | 2,0   |
| <b>Longueur du conteneur (en mm)</b>         | 160   |
| <b>Largeur du conteneur (en mm)</b>          | 160   |
| <b>Hauteur du conteneur (en mm)</b>          | 225   |
| <b>Poids vide (en kg)</b>                    | 0,275   |
| <b>Couvercle</b>                             | Avec  |
| <b>Couleur du couvercle</b>                  | Blanc translucide   |
| <b>Clapet de sécurité</b>                    | Sans  |
| <b>Type de fermeture</b>                     | Double : provisoire et définitive   |
| <b>Méthode de fermeture définitive</b>       | Exercer un appui fort sur le bouton jaune avec 2 doigts   |
| <b>Système d'ouverture et de déconnexion</b> | Déconnexion de tous types d'aiguilles y compris de stylo injecteur  |
| <b>Étiquette</b>                             | Étiquette plastique thermocollée comportant :<br>- le niveau de remplissage maximum<br>- les informations liées à la conformité |
| <b>Homologation ADR</b>                      | UN 3291   |
| <b>Autoclavable</b>                          | Oui   |

## FICHE TECHNIQUE

## BCPT3

Collecteur Biocompact® 3L

CODE ARTICLE : 022422

DATE D'EDITION : 31/08/2021 09:30:22

### Conditions d'autoclavage

121°C pendant 20 minutes

### Autres caractéristiques techniques

Boîte composée d'une cuve et d'un couvercle à assembler avant utilisation

## Traçabilité

### Présence d'un numéro de lot

Non

### Présence d'une date de péremption

Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

### Nom du fabricant

A.F.D. CONTAINERS SPECIAUX

### Référence du fabricant

BIOCOMPACT3L

### Pays d'origine

ESPAGNE