

FICHE TECHNIQUE

MMSWAB2ML

Milieu MSwab™ liquide 2ml sans écouvillon en tube 13x80mm bleu

CODE ARTICLE : 022710

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:20:58



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

MMSWAB2ML

Désignation

Milieu MSwab™ liquide 2ml sans écouvillon en tube 13x80mm bleu

Application

Le système MSwab® est conçu pour la collecte, le transport et la conservation d'échantillons cliniques entre le lieu de prélèvement et le laboratoire d'analyses. Le milieu MSwab® est adapté pour : la culture bactérienne de micro-organismes aérobies et anaérobies facultatives Gram positifs, la culture virale de virus HSV1 et HSV2, la

FICHE TECHNIQUE

MMSWAB2ML

Milieu MSwab™ liquide 2ml sans écouvillon en tube 13x80mm bleu

CODE ARTICLE : 022710

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:20:58

Réglementation

recherche d'acides nucléiques de bactéries et de virus

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro -
 Classe A

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 300

Minimum de vente (nombre de pièces) 300

Descriptif du produit

Type de milieu	LBM
Nom du milieu	MSwab™
Etat du milieu	Liquide
Volume de milieu (en ml)	2,0
Composition du milieu	Tris-HCL EDTA Tris base Diméthyl Sulfoxyde (DMSO) Albumine de Serum Bovin/Bovine Serum Albumine Eau distillée
Couleur du bouchon	Bleu
Technique d'analyse	Biologie moléculaire Culture
Niveau de stérilité	Non stérile
Emballage	Tube plastique unitaire
Sous-conditionnement	Boîte de 50

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	18

FICHE TECHNIQUE

MMSWAB2ML

Milieu MSwab™ liquide 2ml sans écouvillon en tube 13x80mm bleu

CODE ARTICLE : 022710

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:20:58

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

COPAN ITALIA S.p.A.

Référence du fabricant

6U019N

Pays d'origine

ITALIE