

## FICHE TECHNIQUE

**SHARP02LAS.REC**

Collecteur Sharpsafe® 0,2L recyclé, déconnexion d'aiguilles et de stylo injecteur

CODE ARTICLE : 023254

DATE D'EDITION : 01/09/2023 15:50:06



NF X30-507

ISO 23907-1  
version 2019

Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

SHARP02LAS.REC

### Désignation

Collecteur Sharpsafe® 0,2L recyclé, déconnexion d'aiguilles et de stylo injecteur

### Application

- Élimination des objets coupants, tranchants et piquants  
- Idéal pour les unités d'urgences, les activités extra-hospitalières, les voyages, les particuliers en auto-traitement, ...

### Réglementation

Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux - Conforme à la

## FICHE TECHNIQUE

## SHARP02LAS.REC

Collecteur Sharpsafe® 0,2L recyclé, déconnexion d'aiguilles et de stylo injecteur

CODE ARTICLE : 023254

DATE D'EDITION : 01/09/2023 15:50:06

### Conditionnement

norme NFX30-507

Norme ISO 23907-1:2019 : Protection contre les blessures par perforants - Exigences et méthodes d'essai - Partie 1: Conteneurs à usage unique pour objets piquants ou coupants

**Carton (nombre de pièces)** 100

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

### Descriptif du produit

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Matière du conteneur</b>              | Polypropylène recyclé                 |
| <b>Couleur du conteneur</b>              | Gris foncé                            |
| <b>Capacité (en L)</b>                   | 0,200                                 |
| <b>Niveau de remplissage (en L)</b>      | 0,170                                 |
| <b>Longueur du conteneur (en mm)</b>     | 79                                    |
| <b>Largeur du conteneur (en mm)</b>      | 39                                    |
| <b>Hauteur du conteneur (en mm)</b>      | 146                                   |
| <b>Poids vide (en kg)</b>                | 0,054                                 |
| <b>Poignées</b>                          | Avec                                  |
| <b>Nombre de poignées</b>                | 1                                     |
| <b>Couvercle</b>                         | Avec                                  |
| <b>Couleur du couvercle</b>              | Jaune                                 |
| <b>Type de fermeture</b>                 | Double : provisoire et définitive     |
| <b>Dimensions de l'ouverture (en mm)</b> | 25x20mm                               |
| <b>Homologation ADR</b>                  | UN3291                                |
| <b>Autoclavable</b>                      | Oui                                   |
| <b>Conditions d'autoclavage</b>          | 134° pendant 18 min. couvercle ouvert |

### Traçabilité

|  |     |
|--|-----|
| <b>Présence d'un numéro de lot</b>       | Oui |
| <b>Présence d'une date de péremption</b> | Non |

## FICHE TECHNIQUE

**SHARP02LAS.REC**

Collecteur Sharpsafe® 0,2L recyclé, déconnexion d'aiguilles et de stylo injecteur

CODE ARTICLE : 023254

DATE D'EDITION : 01/09/2023 15:50:06

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant**

HOSPIDEX France

**Référence du fabricant**

SHA-51733610

**Pays d'origine**

ROYAUME UNI