

## FICHE TECHNIQUE

## SHARP045LAC.REC

Collecteur Sharpsafe® 0,45L recyclé, ouverture large avec simple déconnexion d'aiguille

CODE ARTICLE : 023256

DATE D'EDITION : 03/10/2022 17:30:03



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

SHARP045LAC.REC

### Désignation

Collecteur Sharpsafe® 0,45L recyclé, ouverture large avec simple déconnexion d'aiguille

### Application

- Élimination des objets coupants, tranchants et piquants  
- Idéal pour les unités d'urgences, les activités extra-hospitalières, les voyages, les particuliers en auto-traitement, ...

### Réglementation

Usage Général de Laboratoire

## FICHE TECHNIQUE

## SHARP045LAC.REC

Collecteur Sharpsafe® 0,45L recyclé, ouverture large avec simple déconnexion d'aiguille

CODE ARTICLE : 023256

DATE D'EDITION : 03/10/2022 17:30:03

### Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 100

Minimum de vente (nombre de pièces) 100

### Descriptif du produit

Matière du conteneur	Polypropylène recyclé
Couleur du conteneur	Gris foncé
Capacité (en L)	0,450
Niveau de remplissage (en L)	0,380
Longueur du conteneur (en mm)	105
Largeur du conteneur (en mm)	50
Hauteur du conteneur (en mm)	170
Poids vide (en kg)	0,080
Poignées	Avec
Nombre de poignées	1
Couvercle	Avec
Couleur du couvercle	Jaune
Type de couvercle	Plein
Type de fermeture	Double : provisoire et définitive
Dimensions de l'ouverture (en mm)	40x30
Homologation ADR	UN3291
Autoclavable	Oui
Conditions d'autoclavage	134° pendant 18 min. couvercle ouvert
Autres caractéristiques techniques	Accessoires disponibles : base, support mural

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot Non

Présence d'une date de péremption Non

## FICHE TECHNIQUE

## SHARP045LAC.REC

Collecteur Sharpsafe® 0,45L recyclé, ouverture large avec simple déconnexion d'aiguille

CODE ARTICLE : 023256

DATE D'EDITION : 03/10/2022 17:30:03

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant**

HOSPIDEX France

**Référence du fabricant**

SHA-51707610

**Pays d'origine**

ROYAUME UNI