

## FICHE TECHNIQUE

## SHARP045LASC.REC

Collecteur Sharpsafe® 0,45L recyclé, déconnexion d'aiguilles et de stylo injecteur

CODE ARTICLE : 023259

DATE D'EDITION : 01/09/2023 16:00:17



NF X30-507

ISO 23907-1  
version 2019

Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

SHARP045LASC.REC

### Désignation

Collecteur Sharpsafe® 0,45L recyclé, déconnexion d'aiguilles et de stylo injecteur

### Application

- Élimination des objets coupants, tranchants et piquants  
- Idéal pour les unités d'urgences, les activités extra-hospitalières, les voyages, les particuliers en auto-traitement, ...

### Réglementation

Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux - Conforme à la

## FICHE TECHNIQUE

## SHARP045LASC.REC

Collecteur Sharpsafe® 0,45L recyclé, déconnexion d'aiguilles et de stylo injecteur

CODE ARTICLE : 023259

DATE D'EDITION : 01/09/2023 16:00:17

### Conditionnement

norme NFX30-507

Norme ISO 23907-1:2019 : Protection contre les blessures par perforants - Exigences et méthodes d'essai - Partie 1: Conteneurs à usage unique pour objets piquants ou coupants

**Carton (nombre de pièces)** 100

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 100

### Descriptif du produit

<b>Matière du conteneur</b>	Polypropylène recyclé
<b>Couleur du conteneur</b>	Gris foncé
<b>Capacité (en L)</b>	0,450
<b>Niveau de remplissage (en L)</b>	0,380
<b>Longueur du conteneur (en mm)</b>	105
<b>Largeur du conteneur (en mm)</b>	50
<b>Hauteur du conteneur (en mm)</b>	170
<b>Poids vide (en kg)</b>	0,080
<b>Poignées</b>	Avec
<b>Nombre de poignées</b>	1
<b>Couvercle</b>	Avec
<b>Couleur du couvercle</b>	Jaune
<b>Type de couvercle</b>	Plein
<b>Type de fermeture</b>	Double : provisoire et définitive
<b>Système d'ouverture et de déconnexion</b>	Ouverture stylo
<b>Dimensions de l'ouverture (en mm)</b>	40x30
<b>Homologation ADR</b>	UN3291
<b>Autoclavable</b>	Oui
<b>Conditions d'autoclavage</b>	134° pendant 18 min. couvercle ouvert
<b>Autres caractéristiques techniques</b>	Accessoires disponibles : base, support mural

### Traçabilité

## FICHE TECHNIQUE

**SHARP045LASC.REC**

Collecteur Sharpsafe® 0,45L recyclé, déconnexion d'aiguilles et de stylo injecteur

CODE ARTICLE : 023259

DATE D'EDITION : 01/09/2023 16:00:17

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant</b>	HOSPIDEX France
<b>Référence du fabricant</b>	SHA-51703610
<b>Pays d'origine</b>	ROYAUME UNI