

## FICHE TECHNIQUE

## LINGETMED100

Lingette détergente désinfectante Stericid MEDWIPES pour dispositifs médicaux, paquet de 100

CODE ARTICLE : 023598

DATE D'EDITION : 11/01/2023 16:20:02



BIOCIDE

Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

LINGETMED100

### Désignation

Lingette détergente désinfectante Stericid MEDWIPES pour dispositifs médicaux, paquet de 100

### Application

Nettoyage et désinfection :  
- des surfaces dures non poreuses en milieu médical, collectivités ou lieux accueillant du public (poignées de portes, tables, chaises,

## FICHE TECHNIQUE

## LINGETMED100

Lingette détergente désinfectante Stericid MEDWIPES pour dispositifs médicaux, paquet de 100

CODE ARTICLE : 023598

DATE D'EDITION : 11/01/2023 16:20:02

### Réglementation

toilettes...)

- des surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non critiques (lits médicalisés, monitoring, connectiques...)

Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides

### Conditionnement

**Carton (nombre de pièces)** 6

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 6

### Descriptif du produit

<b>Type de contenant</b>	Flowpack
<b>Taille lingette (en mm)</b>	180 x 200
<b>Matière</b>	Lingettes en fibres naturelles végétales biodégradables
<b>Composition</b>	Chlorure de didécyldiméthylammonium n° CAS 7173-51-5 : 0,29%
<b>Propriétés microbiologiques</b>	- Bactéricide en 5 minutes (EN 1276, EN 13727, EN 13697, EN 16615) - Levuricide en 5 minutes (EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 16615) - Virucide en 5 minutes (EN14476) sur Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus, Adenovirus, Norovirus, en 5 minutes (EN16777) sur Vaccinia, Adenovirus, Norovirus
<b>Consignes</b>	Produit biocide TP2 - Produit utilisé pour désinfecter les surfaces, les matériaux, les équipements et le mobilier qui ne sont pas utilisés en contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.
<b>Conseils d'utilisation</b>	Soulevez le couvercle et retirez l'étiquette autocollante. Sortez une lingette du paquet. Passez 3 lingettes par m <sup>2</sup> de surface à nettoyer et désinfecter. Laissez agir 5minutes. Ne pas rincer.
<b>Autres caractéristiques</b>	A usage unique

### Traçabilité

## FICHE TECHNIQUE

## LINGETMED100

Lingette détergente désinfectante Stericid MEDWIPES pour dispositifs médicaux, paquet de 100

CODE ARTICLE : 023598

DATE D'EDITION : 11/01/2023 16:20:02

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Oui
<b>Durée de vie (en mois)</b>	24

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant</b>	STERIDIS
<b>Référence du fabricant</b>	MED100
<b>Pays d'origine</b>	FRANCE