

## FICHE TECHNIQUE

**3614301000-P**

Auramine phéniquée RAL Diagnostics, 1L

CODE ARTICLE : 208200

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:49:34

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

3614301000-P

### Désignation

Auramine phéniquée RAL Diagnostics, 1L

### Application

- Bactériologie : utilisée dans le kit Fluo-Color pour la mise en évidence des mycobactéries B.A.A.R. (Bacilles Acido-Alcool-Résistants) par une technique de coloration par fluorescence selon Degommier

### Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - Classe A

### Conditionnement

**Carton (nombre de pièces)** 6**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

## Descriptif du produit

### Emballage

1L

### Aspect

Solution jaune limpide

### Odeur

Inodore

### Composition

- Phénol : < 1%
- Auramine O : < 1%
- Méthanol : environ 45%

### MPUP

Non

### Manipulation

- Eviter toute exposition inutile
- Entreposer et manipuler comme s'il existait toujours un sérieux risque d'incendie/explosion et de danger pour la santé
- Conserver à l'écart de toute source d'ignition
- Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité.
- Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail
- Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la

## FICHE TECHNIQUE

**3614301000-P**

Auramine phéniquée RAL Diagnostics, 1L

CODE ARTICLE : 208200

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:49:34

### Conditions de stockage

formation de vapeurs

- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation
- Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé
- Conserver à l'écart de la chaleur

## Traçabilité

Présence d'un numéro de lot

Oui

Présence d'une date de péremption

Oui

Durée de vie (en mois)

12

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant**

Réactifs RAL - PDS

**Référence du fabricant**

361430-1000

**Pays d'origine**

FRANCE