

FICHE TECHNIQUE

PC180659

Détergent alcalin en poudre Neodisher® MA, seau de 10kg

CODE ARTICLE : 370068

DATE D'EDITION : 08/02/2023 12:30:03



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

PC180659

Désignation

Détergent alcalin en poudre Neodisher® MA, seau de 10kg

Application

- Traitement en machine de la verrerie et des instruments chirurgicaux
- Excellente action détergente sur les résidus de sang, de protéines et d'aliments

FICHE TECHNIQUE

PC180659

Détergent alcalin en poudre Neodisher® MA, seau de 10kg

CODE ARTICLE : 370068

DATE D'EDITION : 08/02/2023 12:30:03

Réglementation Conditionnement

Usage Général de Laboratoire

Carton (nombre de pièces) 1

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Type de contenant	Seau
Contenance (en kg)	10
Composition	Tensioactifs non ioniques < 5 % Phosphates > 30 %
pH	Entre 11,5 et 12,1
Consignes	S'assurer d'un rinçage complet en machine (si possible avec de l'eau déminéralisée). Ne pas mélanger avec d'autres produits.
Conseils d'utilisation	Utiliser entre 1 et 4g de détergent par litre d'eau

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	24

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

DOCTEUR WEIGERT

FICHE TECHNIQUE

PC180659

Détergent alcalin en poudre Neodisher® MA, seau de 10kg

CODE ARTICLE : 370068

DATE D'EDITION : 08/02/2023 12:30:03

Référence du fabricant

410776

Pays d'origine

ALLEMAGNE