

## FICHE TECHNIQUE

**PC591540**

Méthyléthylcétone (butanone-2) pour analyses AnalaR Normapur® ACS, Ph.Eur. Prolabo, 1L

CODE ARTICLE : 371203

DATE D'EDITION : 16/10/2018 15:40:22

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

<b>Référence</b>	PC591540
<b>Désignation</b>	Méthyléthylcétone (butanone-2) pour analyses AnalaR Normapur® ACS, Ph.Eur. Prolabo, 1L
<b>Application</b>	- Usage général de laboratoire
<b>Conditionnement</b>	<b>Carton (nombre de pièces)</b> 1 <b>Minimum de vente (nombre de pièces)</b> 1

## Descriptif du produit

<b>N° de CAS</b>	78-93-3
<b>Emballage</b>	1L
<b>Aspect</b>	Liquide incolore
<b>pH</b>	5,5
<b>Domaine</b>	Analyse
<b>Qualité</b>	Pharmacopée Européenne
<b>MPUP</b>	Non
<b>Température de stockage</b>	+15 à +25°C
<b>Conditions de stockage</b>	- Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé - Tenir/stocker à l'écart des matières combustibles
<b>Manipulation</b>	- Éviter l'inhalation - Éviter le contact avec la peau et les yeux - Utiliser une hotte aspirante (laboratoire) - Lors d'une manipulation à découvert, utiliser des dispositifs équipés d'un système de ventilation locale - Si une ventilation locale n'est pas possible ou insuffisante, installer un équipement technique assurant une ventilation suffisante de l'ensemble de la zone de travail - Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles

## FICHE TECHNIQUE

**PC591540**

Méthyléthylcétone (butanone-2) pour analyses AnalaR Normapur® ACS, Ph.Eur. Prolabo, 1L

CODE ARTICLE : 371203

DATE D'EDITION : 16/10/2018 15:40:22

- Éviter l'accumulation de charges électrostatiques

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant ou du fournisseur</b>	VWR INTERNATIONAL S.A.S.
<b>Référence du fournisseur</b>	25642.291
<b>Pays d'origine</b>	FRANCE