

FICHE TECHNIQUE

PC594089

Liquide de montage Aquatex® Merck, 50ml

CODE ARTICLE : 375483

DATE D'EDITION : 05/12/2018 10:00:02

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

PC594089

Désignation

Liquide de montage Aquatex® Merck, 50ml

Application

- Produit de montage aqueux pour la microscopie
- Préparations pour lesquelles un dosage enzymatique ou lipidique a été effectué donc qui n'ont pas été déshydratées par des bains d'alcool de degré croissant- Techniques manuelles de microscopie

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Emballage	50ml
Aspect	Liquide
MPUP	Non
Manipulation	<ul style="list-style-type: none"> - Éviter l'inhalation, le contact avec la peau et les yeux - Utiliser une hotte aspirante (laboratoire) - Lors d'une manipulation à découvert, utiliser des dispositifs équipés d'un système de ventilation locale - Si une ventilation locale n'est pas possible ou insuffisante, installer un équipement technique assurant une ventilation suffisante de l'ensemble de la zone de travail - Protéger de l'humidité
Conditions de stockage	Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	36

FICHE TECHNIQUE

PC594089

Liquide de montage Aquatex® Merck, 50ml

CODE ARTICLE : 375483

DATE D'EDITION : 05/12/2018 10:00:02

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

SOCIETE LEGALLAIS

Référence du fournisseur

1.08562.0050

Pays d'origine

ALLEMAGNE